

AS608 オーディオメータ



AS608

Screening audiometer

- 専用キャリングバッグ付ポータブルオーディオメータ
- 簡単操作の JIS T 1201 タイプ4 オーディオメータ
- オーディオカップ装備のヘッドホン
- ディスプレイ搭載



キャリングバッグ



ディスプレイ



AS608 オーディオメータは軽量、コンパクト、電池での作動、またオーディオカップ、専用キャリングバッグが標準装備と持ち運びに、様々な場所での使用に適しております。

周波数は 125Hz から 8,000Hz、出力音圧は-10dBHL から最大 100dBHL までの呈示が可能です。使用する周波数や検査音の呈示方法の設定も可能です。

— 仕様 —

規格：

JIS T 1201-1：2000 タイプ 4

JIS T 0601-1：1999

JIT T 0601-1-2：2002

検査音種：

純音、ウォーブルトーン（正弦波・±5%, 5Hz）

出力：

気導左右

周波数及び聴力レベル：

周波数 (Hz)	聴力レベル 気導 (dB HL)
125	70
250	90
500	100
750	100
1000	100
1500	100
2000	100
3000	100
4000	100
6000	100
8000	100

最小聴力レベル：-10dB HL

間隔：5dB ステップ

高調波ひずみ：±2.5%以内

周波数の精度：±3%以内

検査音呈示：

マニュアル、リバース、パルス

パルス長：250 または 500ms から設定可

周波数選択機能：

125, 250, 500, 750, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000Hz の周波数について、使用有無設定が可能

ディスプレイサイズ：

アウトライン：5.2×4.5cm (L×W)

表示エリア：4.8×4.5cm (L×W)

電源：

バッテリー使用時：

1.5V 単三乾電池 3 本 アルカリ電池推奨

寿命：6 ヶ月（スタンバイ状態）

検査音呈示：70,000 回

電池状態表示

オートオンオフ機能

パワーサプライ使用時：

AC100-240V 50/60Hz

*パワーサプライ ASA30M は別売アクセサリです。

構造：

プラスチックキャビネット

本体寸法：

22.5×18.0×5.5cm±0.5cm (W×D×H)

本体重量：

0.68kg±0.05kg（電池を含む）

認証番号：

221AFBZX00016000

*本仕様は予告無く変更することがあります。

製造販売業者

ワイデックス株式会社

〒131-0034

東京都墨田区堤通 1-19-9

リバーサイド隅田セントラルタワー

TEL：03-5631-2854

FAX：03-5631-3023

第2種医療機器製造販売行許可番号：13B2X00020

製造業者

インターアコースティクス（デンマーク）

ワイデックス株式会社

標準付属品：

オーディオカップ付 TDH39 ヘッドセット 1 式

レスポンススイッチ 1 個

キャリングバッグ 1 個

オーディオグラム AF12 100 枚×2 冊

ペンセット 1 セット

別売アクセサリ：

パワーサプライ ASA30M