

# 補聴器アクセサリカタログ

2019年10月改訂

## 目次

### メンテナンスグッズ

#### 補聴器ユーザー用備品

#### 外部入力システム・FMチュー

#### ワイデックスフレックス用パーツ

#### インプレッション採取用グッズ

#### オトスコープ・イヤライト

#### その他販売店用アクセサリ

#### 補聴器用空気電池、アクセサリ・備品用電池

#### 補聴器メンテナンス装置、補聴器メンテナー交換用パーツ

- \* カタログに記載されている価格はメーカー希望小売価格（税込）です。
- \* カタログ内の表示価格・使用はカタログ作成時のものです。  
現在の価格・使用と異なる場合があります。
- \* カタログに掲載されている製品の色は、印刷により実際と異なる場合があります。
- \* このカタログの内容は2019年10月現在のものです。

## ■ メンテナンスグッズ ■

### PerfectDry Lux

商品no. B1359

9,900 円



- \* 補聴器の乾燥と360°UV-Cライトでの除菌ができる乾燥剤不要の電気乾燥器です。
- \* ボタンを押すだけの簡単操作、45分で乾燥と除菌が完了します。

### PerfectDry Lux Rechargeable

商品no. B1363

11,000 円




- \* 補聴器の乾燥と360°UV-Cライトでの除菌ができる乾燥剤不要の電気乾燥器です。
  - \* ボタンを押すだけの簡単操作、45分で乾燥と除菌が完了します。
- ( \* Z-power充電器は別売りになります )

### DRY-CAP UV

商品no. B1290

8,800 円



- \* DRY-CAP UVは充電タイプの補聴器の充電と乾燥・除菌が同時に出来る乾燥剤不要の電気乾燥器です。
  - \* 乾燥効果と除菌効果でご愛用の補聴器を保護します。
  - \* 自動運転機能を搭載し、取り扱いが簡単です。
- ( \* Z-power充電器は別売りになります )

**スーパードライエイド（大）（磁石シート付）**

**商品no. B113**

**2,750 円**

**ミニスーパードライエイド（小）（磁石シート付）**

**商品no. B114**

**2,200 円**

- \* 補聴器の大敵「湿気」を強力に除去する除湿剤。
- \* ミニは耳あな型専用です。
- \* 電子レンジでの再活性化が可能です。
- \* 付属の磁石シートはドライエイドのフタに貼って使用します。補聴器から取り出した電池の紛失を防ぎ、電池の消耗も軽減できます。



**ワイドックス補聴器用乾燥ケース（乾燥剤入り）**

**商品no. B734**

**880 円**

**詰め替え用乾燥剤（シリカゲル）**

**商品no. B246**

**165 円**

- \* 補聴器の湿気を除去する乾燥ケースです。乾燥剤（シリカゲル）の青い粒が赤みを帯びてきたら、乾燥剤の交換時期です。
- \* ケースのフタにあらかじめ貼ってある磁石シートは補聴器から取り出した電池の紛失防止や消耗を軽減する為のものです。
- \* 耳あな型補聴器用として、スポンジに丸い切れ込みがあります。筒状の切れ込み部分を抜き、耳あな型補聴器の音口を差し込むとより乾燥効果が期待できます。



①クイックエイド	(本体+クレイドル)	ブリリアントパープル	商品no. B939	8,230 円
②クイックエイド	(本体+クレイドル)	ロゼピンク	商品no. B940	8,230 円
③クイックエイド	(本体+クレイドル)	ミントブルー	商品no. B941	8,230 円
④クイックエイド	(本体+クレイドル)	ライムグリーン	商品no. B942	8,230 円
⑤クイックエイド	(本体+クレイドル)	ロイヤルブラック	商品no. B943	8,230 円
⑥クイックエイド	(本体+クレイドル)	クリスタルホワイト	商品no. B944	8,230 円

\* 特殊乾燥剤と循環ファンの効果で素早く補聴器を乾燥します。紫外線 L E Dと特殊ハイブリッドシートにより、除菌・脱臭にも効果があります。

\* 本体+クレイドルのセットで全6色。(クレイドルはA C電源使用時に必要です)



①



②



③



④



⑤



⑥

クイックエイド (本体) クリスタルホワイト

商品no. B937

5,215 円

クイックエイド (クレイドル) クリスタルホワイト

商品no. B938

3,015 円

\* クリスタルホワイトのみ、本体とクレイドルが個別で注文できます。

クイックエイド 消耗品 (1個)

商品no. B945

602 円

クイックエイド 消耗品 (3個パック)

商品no. B946

1,650 円

\* 詰め替え用 (特殊乾燥剤、ハイブリッドシート、湿度検知紙) です。

\* 交換の目安は約2ヶ月に1度となります。(ご使用状況によって変化することがあります)



【本体】



【クレイドル】



【クイックエイド消耗品】

### ワイデックス電池チェッカー

商品no. B405

825 円



- \* 補聴器用空気電池の電圧を測定できる液晶電池チェッカーです。
- \* 小型で携帯しやすく、予備電池を2個収納できるケース付です。  
(電圧の表示値はあくまで目安です)
- \* Z Power充電電池は測定はできません。

### 補聴器掃除用ブラシ (5個入り)

商品no. B1064

1,320 円



- \* 耳あな型補聴器、RIC補聴器の音口に溜まった耳あかの汚れを除去する掃除ブラシです。
- \* 音口を下に向けてブラッシングすれば、汚れが補聴器の内部へ入りにくくなります。
- \* 蓄光機能付です。

### エアブロー

商品no. E186

1,100 円



- \* イヤモールドやチューブに付着した汗などの水分や耳あか等の異物を空気を吹き付けて除去します。

### 補聴器おそうじシート (6箱入)

商品no. B1269

6,600 円



- \* 補聴器やイヤモールドについた耳あかや皮脂汚れを落とす超極細繊維シートです。
- \* 銀イオンと消臭成分を配合。拭き取ることで、気になる雑菌やニオイを抑え、補聴器を清潔に保ちます。
- \* 1箱20包入り。

## イヤモールドクリーナー

商品no. B121

1,650 円



- \* イヤモールドや耳あな型補聴器用のクリーナーです。
- \* 柔らかい布などに少量吹きかけ、拭き取ることで汚れを落とすことができます。

ナノケアワックスガード	(ケース : 白)	商品no. B482	770 円
セルストップワックスガード	(ケース : グレー)	商品no. B170	550 円



- \* 耳あな型補聴器の音口、RICタイプのレシーバーに装着し、耳あかの侵入を防ぎます。
- \* ナノケアは強い撥水性があります。
- \* 1パック8本入り。

セルストップワックスガード (X L)	商品no. B772	550 円
---------------------	------------	-------



- \* XLは、カスタムハード・ソフトイヤーマールド用です。
- \* 1パック8本入り。

マイクカバーパック U-IM/IP用	商品no. B1274	1,980 円
--------------------	-------------	---------



- \* IM/IPモデルのマイクロホン入音口部への異物混入を防止するためのカバーです。
- \* 1パック8本入り。

## ■ 補聴器ユーザー用備品 ■

カラーエチューイ (ブラック)	商品no. B478	2,200 円
-----------------	------------	---------



- \* 耳あな型補聴器用携帯ケースです。



補聴器サスペンダークリップ	(9・19・FA-P・FP・VS用)	商品no. B618	1,650 円
補聴器サスペンダークリップ	(m-CB・FS・FA・FM・F2用)	商品no. B617	1,650 円
補聴器サスペンダークリップ	(PA用)	商品no. B616	1,650 円



- \* 耳かけ型補聴器の落下防止に効果があります。
- \* 片耳装用の場合はゴムひもの片方をカットして使用できます。

## ■ 外部入力システム ■

\* テレビやラジオの音声を直接補聴器を通して聞くためのシステムです。  
ピンタイプのFM受信機にも使用できます。

オーディオシュー-WIDEX5 (19タイプ用) 非課税  
オーディオシュー-WIDEX6 (SP/38タイプ用) 非課税  
オーディオシュー-WIDEX7 (9タイプ用) 非課税  
オーディオコード (各器種共通 1.5m)

商品no. B671	6,490 円
商品no. B672	6,490 円
商品no. B673	4,180 円
商品no. E587	7,150 円



【WIDEX5】



【WIDEX6】



【WIDEX7】



【オーディオコード】

## ■ FMシュー (スコラフレックス専用) ■

\* FM受信機を補聴器に接続するためのアダプターです。

FMシュー-W6 (SP/38タイプ用) 非課税  
FMシュー-W9 (9タイプ用) 非課税  
FMシュー-W10 (19タイプ用) 非課税

商品no. B656	5,170 円
商品no. B662	2,860 円
商品no. B663	5,170 円



【W6】



【W9】



【W10】

## ■ ワイデックスフレックス用パーツ (PASSION用) ■

EW Sレシーバー イヤワイヤ付 0R	商品no. B1116	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 0L	商品no. B1117	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 1R	商品no. B1118	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 1L	商品no. B1119	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 2R	商品no. B1120	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 2L	商品no. B1121	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 3R	商品no. B1122	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 3L	商品no. B1123	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 4R	商品no. B1124	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 4L	商品no. B1125	11,000 円




\* CLEARシリーズは不可


EW Mレシーバー イヤワイヤ付 0R	商品no. B1126	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 0L	商品no. B1127	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 1R	商品no. B1128	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 1L	商品no. B1129	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 2R	商品no. B1130	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 2L	商品no. B1131	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 3R	商品no. B1132	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 3L	商品no. B1133	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 4R	商品no. B1134	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 4L	商品no. B1135	11,000 円



EW ラウンドイヤチップ° 2ベント S (10ケ入)		商品no. B1297	3,300 円
EW ラウンドイヤチップ° 2ベント M (10ケ入)		商品no. B1298	3,300 円
EW ラウンドイヤチップ° 2ベント L (10ケ入)		商品no. B1299	3,300 円

EW オープンイヤチップ° XS (10ケ入)		商品no. B1015	3,300 円
EW オープンイヤチップ° S (10ケ入)		商品no. B1016	3,300 円
EW オープンイヤチップ° L (10ケ入)		商品no. B1017	3,300 円

EW チューリップイヤチップ° M (10ケ入)		商品no. B1022	3,300 円
EW チューリップイヤチップ° L (10ケ入)		商品no. B1023	3,300 円

EW ダブルドームイヤチップ° XS (10ケ入)		商品no. B1018	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ° S (10ケ入)		商品no. B1019	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ° M (10ケ入)		商品no. B1020	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ° L (10ケ入)		商品no. B1021	3,300 円

## ■ ワイデックスフレックス用パーツ (FS、F2用) ■

EW Sレシーバー イヤワイヤ付 0R	商品no. B1116	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 0L	商品no. B1117	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 1R	商品no. B1118	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 1L	商品no. B1119	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 2R	商品no. B1120	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 2L	商品no. B1121	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 3R	商品no. B1122	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 3L	商品no. B1123	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 4R	商品no. B1124	11,000 円
EW Sレシーバー イヤワイヤ付 4L	商品no. B1125	11,000 円



\*CLEARシリーズは不可

EW Mレシーバー イヤワイヤ付 0R	商品no. B1126	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 0L	商品no. B1127	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 1R	商品no. B1128	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 1L	商品no. B1129	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 2R	商品no. B1130	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 2L	商品no. B1131	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 3R	商品no. B1132	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 3L	商品no. B1133	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 4R	商品no. B1134	11,000 円
EW Mレシーバー イヤワイヤ付 4L	商品no. B1135	11,000 円



EW Pレシーバー イヤワイヤ付 0R	商品no. B1136	11,000 円
EW Pレシーバー イヤワイヤ付 0L	商品no. B1137	11,000 円
EW Pレシーバー イヤワイヤ付 1R	商品no. B1138	11,000 円
EW Pレシーバー イヤワイヤ付 1L	商品no. B1139	11,000 円
EW Pレシーバー イヤワイヤ付 2R	商品no. B1140	11,000 円
EW Pレシーバー イヤワイヤ付 2L	商品no. B1141	11,000 円
EW Pレシーバー イヤワイヤ付 3R	商品no. B1142	11,000 円
EW Pレシーバー イヤワイヤ付 3L	商品no. B1143	11,000 円
EW Pレシーバー イヤワイヤ付 4R	商品no. B1144	11,000 円
EW Pレシーバー イヤワイヤ付 4L	商品no. B1145	11,000 円



HPLレシーバー (右)  
HPLレシーバー (左)



商品no. B1100 6,600 円  
商品no. B1101 6,600 円

イヤワイヤRITE -2 (2ケ入)  
イヤワイヤRITE -1 (2ケ入)  
イヤワイヤRITE 0 (2ケ入)  
イヤワイヤRITE 1 (2ケ入)  
イヤワイヤRITE 2 (2ケ入)  
イヤワイヤRITE 3 (2ケ入)  
イヤワイヤRITE 4 (2ケ入)  
イヤワイヤRITE 5 (2ケ入)



商品no. B1158 8,800 円  
商品no. B1159 8,800 円  
商品no. B1160 8,800 円  
商品no. B1161 8,800 円  
商品no. B1162 8,800 円  
商品no. B1163 8,800 円  
商品no. B1164 8,800 円  
商品no. B1165 8,800 円

**\* HPLレシーバー専用**


HPLレシーバー イヤワイヤ付 0  
HPLレシーバー イヤワイヤ付 1  
HPLレシーバー イヤワイヤ付 2  
HPLレシーバー イヤワイヤ付 3  
HPLレシーバー イヤワイヤ付 4  
HPLレシーバー イヤワイヤ付 5




商品no. B1102 11,000 円  
商品no. B1103 11,000 円  
商品no. B1104 11,000 円  
商品no. B1105 11,000 円  
商品no. B1106 11,000 円  
商品no. B1107 11,000 円

EW ラウンドイヤチップ° 2ベント S (10ケ入)		商品no. B1297	3,300 円
EW ラウンドイヤチップ° 2ベント M (10ケ入)		商品no. B1298	3,300 円
EW ラウンドイヤチップ° 2ベント L (10ケ入)		商品no. B1299	3,300 円

EW オープンイヤチップ° XS (10ケ入)		商品no. B1015	3,300 円
EW オープンイヤチップ° S (10ケ入)		商品no. B1016	3,300 円
EW オープンイヤチップ° L (10ケ入)		商品no. B1017	3,300 円

EW チューリップイヤチップ° M (10ケ入)		商品no. B1022	3,300 円
EW チューリップイヤチップ° L (10ケ入)		商品no. B1023	3,300 円

EW ダブルドームイヤチップ° XS (10ケ入)		商品no. B1018	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ° S (10ケ入)		商品no. B1019	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ° M (10ケ入)		商品no. B1020	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ° L (10ケ入)		商品no. B1021	3,300 円


## ■ ワイデックスフレックス用パーツ (m、FA、FM用) ■


EW フック&チューブ 0R 0.9mm (2ヶ入)	商品no. B1182	1,100 円
EW フック&チューブ 0L 0.9mm (2ヶ入)	商品no. B1187	1,100 円
EW フック&チューブ 1R 0.9mm (2ヶ入)	商品no. B1183	1,100 円
EW フック&チューブ 1L 0.9mm (2ヶ入)	商品no. B1188	1,100 円
EW フック&チューブ 2R 0.9mm (2ヶ入)	商品no. B1184	1,100 円
EW フック&チューブ 2L 0.9mm (2ヶ入)	商品no. B1189	1,100 円
EW フック&チューブ 3R 0.9mm (2ヶ入)	商品no. B1185	1,100 円
EW フック&チューブ 3L 0.9mm (2ヶ入)	商品no. B1190	1,100 円
EW フック&チューブ 4R 0.9mm (2ヶ入)	商品no. B1186	1,100 円
EW フック&チューブ 4L 0.9mm (2ヶ入)	商品no. B1191	1,100 円
		
EW フック&チューブ 0R 1.4mm (2ヶ入)	商品no. B1192	1,100 円
EW フック&チューブ 0L 1.4mm (2ヶ入)	商品no. B1197	1,100 円
EW フック&チューブ 1R 1.4mm (2ヶ入)	商品no. B1193	1,100 円
EW フック&チューブ 1L 1.4mm (2ヶ入)	商品no. B1198	1,100 円
EW フック&チューブ 2R 1.4mm (2ヶ入)	商品no. B1194	1,100 円
EW フック&チューブ 2L 1.4mm (2ヶ入)	商品no. B1199	1,100 円
EW フック&チューブ 3R 1.4mm (2ヶ入)	商品no. B1195	1,100 円
EW フック&チューブ 3L 1.4mm (2ヶ入)	商品no. B1200	1,100 円
EW フック&チューブ 4R 1.4mm (2ヶ入)	商品no. B1196	1,100 円
EW フック&チューブ 4L 1.4mm (2ヶ入)	商品no. B1201	1,100 円
		



EW ラウンドイヤチップ 2ベント S (10ケ入)		商品no. B1297	3,300 円
EW ラウンドイヤチップ 2ベント M (10ケ入)		商品no. B1298	3,300 円
EW ラウンドイヤチップ 2ベント L (10ケ入)		商品no. B1299	3,300 円

EW オープンイヤチップ XS (10ケ入)		商品no. B1015	3,300 円
EW オープンイヤチップ S (10ケ入)		商品no. B1016	3,300 円
EW オープンイヤチップ L (10ケ入)		商品no. B1017	3,300 円

EW チューリップイヤチップ M (10ケ入)		商品no. B1022	3,300 円
EW チューリップイヤチップ L (10ケ入)		商品no. B1023	3,300 円

EW ダブルドームイヤチップ XS (10ケ入)		商品no. B1018	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ S (10ケ入)		商品no. B1019	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ M (10ケ入)		商品no. B1020	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ L (10ケ入)		商品no. B1021	3,300 円

ノーマルフック m用  
ノーマルフック FA/U-FM用



商品no. P40554700058 660 円  
商品no. P40550005058 660 円

V 3 (曲がり)




商品no. B071 132 円

イヤチップ SS・S・M・L・LL (各種)





商品no. B051 275 円

## ■ ワイデックスフレックス用パーツ (mind m/m-CB用) ■

フック&チューブ 0R (4ケ入)		商品no. B445	2,200 円
フック&チューブ 0L (4ケ入)		商品no. B446	2,200 円
フック&チューブ 1R (4ケ入)		商品no. B412	2,200 円
フック&チューブ 1L (4ケ入)		商品no. B417	2,200 円
フック&チューブ 2R (4ケ入)		商品no. B413	2,200 円
フック&チューブ 2L (4ケ入)		商品no. B418	2,200 円
フック&チューブ 3R (4ケ入)		商品no. B414	2,200 円
フック&チューブ 3L (4ケ入)		商品no. B419	2,200 円
フック&チューブ 4R (4ケ入)		商品no. B415	2,200 円
フック&チューブ 4L (4ケ入)		商品no. B420	2,200 円
フック&チューブ 5R (4ケ入)		商品no. B416	2,200 円
フック&チューブ 5L (4ケ入)		商品no. B421	2,200 円

イーチップロック (20ケ入)		商品no. B422	2,200 円
-----------------	---	------------	---------

イーチップ 1S (10ケ入)		商品no. B433	2,750 円
イーチップ 1L (10ケ入)		商品no. B434	2,750 円
イーチップ 2S (10ケ入)		商品no. B435	2,750 円
イーチップ 2L (10ケ入)		商品no. B436	2,750 円

ダブルドームイヤチップ S (10ケ入)		商品no. B726	2,750 円
ダブルドームイヤチップ M (10ケ入)		商品no. B727	2,750 円
ダブルドームイヤチップ L (10ケ入)		商品no. B728	2,750 円

チューリップイヤチップ (10ケ入)		商品no. B724	2,750 円
--------------------	---	------------	---------

クローズ耳せん SS (2ヶ入)

クローズ耳せん S (2ヶ入)

クローズ耳せん M (2ヶ入)

クローズ耳せん L (2ヶ入)



商品no. B1026

660 円

商品no. B1027

660 円

商品no. B1028

660 円

商品no. B1029

660 円

ノーマルフック m用



商品no. P40554700058

660 円

V3 (曲がり)



商品no. B071

132 円

イヤチップ SS・S・M・L・LL (各種)



商品no. B051

275 円

## ■ ワイデックスフレックス用パーツ (9用) ■

フック&チューブ 1R (4ケ入)

商品no. B1248

2,640 円

フック&チューブ 1L (4ケ入)

商品no. B1247

2,640 円

フック&チューブ 2R (4ケ入)

商品no. B1250

2,640 円

フック&チューブ 2L (4ケ入)

商品no. B1249

2,640 円

フック&チューブ 3R (4ケ入)

商品no. B1252

2,640 円

フック&チューブ 3L (4ケ入)

商品no. B1251

2,640 円

フック&チューブ 4R (4ケ入)

商品no. B1253

2,640 円

フック&チューブ 4L (4ケ入)

商品no. B1254

2,640 円

フック&チューブ 5R (4ケ入)

商品no. B1255

2,640 円

フック&チューブ 5L (4ケ入)

商品no. B1256

2,640 円



**\*イーチップロック付**

イーチップ 1S (10ケ入)

商品no. B433

2,750 円

イーチップ 1L (10ケ入)

商品no. B434

2,750 円

イーチップ 2S (10ケ入)

商品no. B435

2,750 円

イーチップ 2L (10ケ入)

商品no. B436

2,750 円



ダブルドームイヤチップ S (10ケ入)

商品no. B726

2,750 円

ダブルドームイヤチップ M (10ケ入)

商品no. B727

2,750 円

ダブルドームイヤチップ L (10ケ入)

商品no. B728

2,750 円



チューリップイヤチップ (10ケ入)

商品no. B724

2,750 円



クローズ耳せん SS (2ヶ入)  
クローズ耳せん S (2ヶ入)  
クローズ耳せん M (2ヶ入)  
クローズ耳せん L (2ヶ入)



商品no. B1026 660 円  
商品no. B1027 660 円  
商品no. B1028 660 円  
商品no. B1029 660 円

ノーマルフック 9用  
ミニフック 9用



商品no. P405522000TR 660 円  
商品no. P405521000TR 660 円

V3 (曲がり)



商品no. B071 132 円

イヤチップ SS・S・M・L・LL (各種)



商品no. B051 275 円

## ■ ワイデックスフレックス用パーツ (SUPER用) ■

EW プレシーバー イヤワイヤ付 0R	商品no. B1136	11,000 円
EW プレシーバー イヤワイヤ付 0L	商品no. B1137	11,000 円
EW プレシーバー イヤワイヤ付 1R	商品no. B1138	11,000 円
EW プレシーバー イヤワイヤ付 1L	商品no. B1139	11,000 円
EW プレシーバー イヤワイヤ付 2R	商品no. B1140	11,000 円
EW プレシーバー イヤワイヤ付 2L	商品no. B1141	11,000 円
EW プレシーバー イヤワイヤ付 3R	商品no. B1142	11,000 円
EW プレシーバー イヤワイヤ付 3L	商品no. B1143	11,000 円
EW プレシーバー イヤワイヤ付 4R	商品no. B1144	11,000 円
EW プレシーバー イヤワイヤ付 4L	商品no. B1145	11,000 円



Sプレシーバー (右)	商品no. B1108	6,600 円
Sプレシーバー (左)	商品no. B1109	6,600 円




イヤワイヤRITE -2 (2ケ入)	商品no. B1158	8,800 円
イヤワイヤRITE -1 (2ケ入)	商品no. B1159	8,800 円
イヤワイヤRITE 0 (2ケ入)	商品no. B1160	8,800 円
イヤワイヤRITE 1 (2ケ入)	商品no. B1161	8,800 円
イヤワイヤRITE 2 (2ケ入)	商品no. B1162	8,800 円
イヤワイヤRITE 3 (2ケ入)	商品no. B1163	8,800 円
イヤワイヤRITE 4 (2ケ入)	商品no. B1164	8,800 円
イヤワイヤRITE 5 (2ケ入)	商品no. B1165	8,800 円



**\* Sプレシーバー専用**

Sプレシーバー イヤワイヤ付 0		商品no. B1110	11,000 円
Sプレシーバー イヤワイヤ付 1		商品no. B1111	11,000 円
Sプレシーバー イヤワイヤ付 2		商品no. B1112	11,000 円
Sプレシーバー イヤワイヤ付 3		商品no. B1113	11,000 円
Sプレシーバー イヤワイヤ付 4		商品no. B1114	11,000 円
Sプレシーバー イヤワイヤ付 5		商品no. B1115	11,000 円

EW チューリップイヤチップ M (10ケ入)		商品no. B1022	3,300 円
EW チューリップイヤチップ L (10ケ入)		商品no. B1023	3,300 円

EW ダブルドームイヤチップ XS (10ケ入)		商品no. B1018	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ S (10ケ入)		商品no. B1019	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ M (10ケ入)		商品no. B1020	3,300 円
EW ダブルドームイヤチップ L (10ケ入)		商品no. B1021	3,300 円



## ■ インプレッション採取用グッズ ■

### カートリッジ オトフォルムAK S50 （8ヶ入）

商品no. E649

7,370 円

\* インジェクターコントロール専用の標準的なインプレッション材料です。

### カニューレグリーン オトフォルムAK用 （100ヶ入）

商品no. E646

6,600 円

\* カートリッジ オトフォルムAK用の材料注入口。



【カートリッジ オトフォルムAK】 【カニューレ グリーン】

### カートリッジ オトフォルムAフレックス S50 （8ヶ入）

商品no. E650

7,370 円

\* インジェクターコントロール専用のインプレッション材料です。

\* 材質が柔らかめでCIC用や耳道の細い方、幼少児などのインプレッション採取に適しています。

### カニューレピンク オトフォルムAフレックス用 （100ヶ入）

商品no. E647

6,600 円

\* カートリッジ オトフォルムAフレックス用の材料注入口。



【カートリッジ オトフォルムAフレックス】 【カニューレ ピンク】

オトフォルムAK (中) 400g (272ml) x 2 A+B	商品no. E012	12,100 円
オトフォルムAK (大) 800g (544ml) x 2 A+B	商品no. E011	20,130 円

- \* ABの材料を1対1で混合し、手動式シリンジで注入する標準的なインプレッション材料です。
- \* インプレッション採取可能個数は中サイズは約25個、大サイズは約50個です。

オトフォルムK (大) 800g +硬化剤	商品no. E013	10,120 円
-----------------------	------------	----------

- \* 手動式シリンジ用で硬化剤の量を調整することにより、硬化速度を変えられるインプレッション材料です。
- \* インプレッション採取可能個数は約25個です。

硬化剤 (オトフォルムK用)	商品no. E670	1,870 円
----------------	------------	---------



【オトフォルムAK】



【オトフォルムK】

## シリンジ

商品no. E021

5,500 円

- \* 手動式インプレッション材料注入器。
- \* 軽量で掃除も簡単。
- \* 持ちやすく使いやすい。

## CICシリンジ

商品no. E172

8,250 円

- \* 注入先が細い、手動式インプレッション材料注入器。
- \* CIC用や耳道の細い方、幼少児などのインプレッション採取に適しています。



【シリンジ】



【CICシリンジ】

コットンダム（24ケ入）SSサイズ #1	商品no. B095SS	990 円
コットンダム（24ケ入）Sサイズ #2	商品no. B095S	990 円
コットンダム（24ケ入）Mサイズ #3	商品no. B095M	990 円
コットンダム（24ケ入）Lサイズ #4	商品no. B095L	990 円

\* インプレッション採取時に材料が耳道の奥に入らないようガードする糸付き綿球です。

\* サイズは、SS、S、M、Lの4種類。

オトブロック（50ケ入）Sサイズ	商品no. E184S	1,650 円
オトブロック（50ケ入）Mサイズ	商品no. E184M	1,650 円
オトブロック（50ケ入）Lサイズ	商品no. E184L	1,650 円

\* インプレッション採取時に材料が耳道の奥に入らないようガードする糸付きスポンジです。

\* サイズは、S（グレー）、M（ホワイト）、L（ブルー）の3種類。



【コットンダム】



【オトブロック】

## ■ オトスコープ・イヤライト ■

ペンスコープ耳鏡

商品no. E758

13,200 円

ペンスコープ耳鏡用予備電球

商品no. E760

3,300 円

\* 耳道内を観察するための耳鏡です。



【ペンスコープ耳鏡】



【ペンスコープ耳鏡用予備電球】

イヤライトキット

商品no. E185

6,160 円

イヤライト用交換バルブ

商品no. E187

660 円

イヤライト用予備チップ

商品no. E173

660 円

\* スリムなデザインでCIC用インプレッション採取時のコットンダム挿入に最適です。



【イヤライトキット】



【イヤライト用交換バルブ】



【イヤライト用予備チップ】

### デラックスイヤライトキット

### イヤライト用予備チップ

- \* L E D電球なので、明るく耳道内を鮮明に照らします。
- \* デラックスイヤライトの交換バルブはございません。

商品no. E623

10,560 円

商品no. E173

660 円



【デラックスイヤライトキット】



【イヤライト用予備チップ】

## ■ その他販売店用アクセサリ ■

ステゾスコープ

商品no. E025

5,280 円

ステゾスコープ用 耳挿入部分交換チップ（白）（2ケ入）

商品no. E907

1,650 円

ステゾスコープ用 イヤチップ（スタンダード）

商品no. E043

330 円

ステゾスコープ用 イヤチップ（大）

商品no. E044

330 円

\* 補聴器の簡単な音響チェックが出来ます。



【ステゾスコープ】



【交換チップ】



【スタンダード】



【大】

両耳用ステゾスコープ

商品no. E176

7,480 円

\* 補聴器2台の音を同時にチェックできます。

ミニステゾスコープ

商品no. E175

3,850 円

\* 携帯用ステゾスコープ。

\* 片耳で簡単に補聴器の音をチェックできます。



【両耳用ステゾスコープ】



【ミニステゾスコープ】

ヘッドホンカバー（200枚入）

商品no. E183

8,360 円



チューブエキスパンダ

商品no. E031

7,150 円





## ■ 補聴器用空気電池 ■

ワイドックス無水銀電池 PR536 (10パック、60粒)

商品no. GVW536BX 13,200 円

ワイドックス無水銀電池 PR41 (10パック、60粒)

商品no. GVW041BX 13,200 円

ワイドックス無水銀電池 PR48 (10パック、60粒)

商品no. GVW048BX 13,200 円

ワイドックス無水銀電池 PR44 (10パック、60粒)

商品no. GVW044BX 13,200 円

ファルタ無水銀電池 PR536 (10パック、60粒)

商品no. GV536BX 13,200 円

ファルタ無水銀電池 PR41 (10パック、60粒)

商品no. GV41BX 13,200 円

ファルタ無水銀電池 PR48 (10パック、60粒)

商品no. GV48BX 13,200 円

ファルタ無水銀電池 PR44 (10パック、60粒)

商品no. GV44BX 13,200 円

ソニー無水銀電池 PR536 (10パック、60粒)

商品no. GSNV536BX 13,200 円

ソニー無水銀電池 PR41 (10パック、60粒)

商品no. GSNV41BX 13,200 円

ソニー無水銀電池 PR48 (10パック、60粒)

商品no. GSNV48BX 13,200 円

ソニー無水銀電池 PR44 (10パック、60粒)

商品no. GSNV44BX 13,200 円



【ワイドックス無水銀電池】



【ファルタ無水銀電池】



【ソニー無水銀電池】

## ■ アクセサリー・備品用電池 ■

### ZPower充電電池

商品no. B1284

6,600 円

\* BEYOND Z専用の充電電池

### CR2032電池

商品no. G021

330 円

\* RC4、RC-DEX、WLC用

### ノアリンク用充電電池

商品no. P95130602000

1,100 円



【ZPower充電電池】



【CR2032電池】



【ノアリンク用充電電池】

## ■ 補聴器メンテナンス装置 ■

補聴器メンテナー TYN-01

商品no. J800

156,200 円



- \* 日本で設計・製造された補聴器メンテナンス装置です。
- \* 静音設計
- \* コンパクトで洗練されたデザイン
- \* スピーディーな減圧

## ■ 補聴器メンテナー交換用パーツ ■

チャンバーカップ

商品no. M902

2,200 円

フィルター

商品no. M906

660 円

シリコン製チャンバーパッキン

商品no. M905

4,400 円



【チャンバーカップ】



【フィルター】



【シリコン製チャンバーパッキン】

専用ニードル 茶

DPN-15G-2



商品no. M907

1,100 円

専用ニードル 緑

DPN-18G-2



商品no. M908

1,100 円

専用ニードル ピンク

DPN-20G-2



商品no. M909

1,100 円

専用ニードル 紫

DPN-21G-2



商品no. M910

1,100 円

専用ソフトニードル ピンク

PPN-18G



商品no. M912

1,100 円

専用カーブニードル 緑

CPN-18G-A45



商品no. M911

1,320 円

掲載商品についてのお問合わせ

ワイデックス株式会社

〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー  
カスタマーサービス TEL 0120-332-604 FAX 0120-332-394