

ワイデックスを選ぶこと。
それは、「WindMade」認定企業の製品を選ぶということ。
「WindMade」とは風力による発電を採用する企業に与えられる
世界で初めての消費者向けマークです。

- 補聴器の装用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察を受ける
ことをお勧めします。
- 補聴器は個々の難聴や聞こえの程度に合わせてフィッティング（調整）することが
必要で、適切なフィッティングによってその効果が発揮されます。しかし、装用者の
聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

ワイデックス株式会社

本社 〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー

一般のお客様専用お問い合わせフリーダイヤル

TEL ☎0120-332-604

FAX ☎0120-332-394

ホームページ: <https://japan.widex.com/>

Facebookもチェック 



※カタログに掲載されている価格はメーカー希望小売価格です。
※補聴器は薬機法で定められた医療機器のため、消費税のかからない非課税対象商品です。
ただし、アクセサリ・周辺機器は課税対象です。
※製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。
※カタログに掲載されている製品の色は、印刷により実際と多少異なる場合があります。
※このカタログの内容は2021年4月現在のものです。

202104 120000
Printed by AD-BIC

製造販売元 ワイデックス株式会社
許可番号 13B2X00020.13B2006202 管理医療機器



ワイデックス補聴器のご相談、ご用命は当店へ。お気軽にご来店ください。



WIDEX MOMENT™





人生を豊かに彩る、 『MOST NATURAL SOUND』を あなたに。

国民の幸福度が高く、
福祉国家としても知られるデンマークは
補聴器が広く普及し、
多くの方が比較的若い頃から補聴器を愛用して
生き生きとした暮らしを謳歌しています。
デンマークで生まれて60年余り。
ワイデックスは、補聴器に数々の技術革新を起こし、
支持されてきました。
ワイデックスが目指すのは、
つけていることを忘れるくらい
自然な音を届けること。
すべては一人ひとりの豊かな人生のために。
『MOST NATURAL SOUND』で、
新しい喜びと感動をお届けします。



WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

■ 世界に誇る自然で優れた音質

人との会話だけでなく、自然にあふれる音をありのままに再現すること。ワイデックスは『MOST NATURAL SOUND』という理想を目指して絶えず進化を続けています。代名詞とも言えるその自然で優れた音質は、世界100カ国以上で愛され、暮らしの質の向上に貢献しています。

■ 世界をリードする開発力

「良い補聴器をつくるためには一切の妥協をしない」。創業者の志を受け継ぎ、私たちは独創性に満ちた技術や数々の革新的な製品を世に送り出してきました。ワイデックスの歴史は、補聴器の技術革新の歴史と言えます。その誇りを胸に、未来へ向けて新たな挑戦を続けています。


1956

ワイデックス創立。初めての補聴器「WIDEX561」誕生。音質の良さが評判を生みスウェーデン王室からも注文を受けるほどの人気補聴器となる。



1995

世界初のフルデジタル耳あな型補聴器「センソ」発表。"人類の幸福に貢献する記念碑的製品"としてアメリカの Smithsonian 博物館に展示される。



2005

世界初のテラーメイド補聴器「インテオ」発売。



2008

世界最小（発売当時の）RICタイプ補聴器「パッション」発売。



2010

世界初の補聴器用ワイヤレス通信技術「ワイデックスリンク」登場。



WidexLink

2018

AI補聴器「イヴォーク」発売。



2020

ピュアサウンド™搭載「モーメント」発売。



CES® 2021
イノベーションアワード
2部門受賞。

迷っているうちに、
人生、色褪せてしまう。



直木賞作家

山本一力さん

ある日突然、 聴き慣れた映画音楽に異変が・・・

私が聞こえ方に違和感を抱いたのは、『冒険者たち』というフランス映画の音楽を聴いたときでした。大好きで、何度も観てきた映画です。タイトルバックに口笛でメロディが流れてくるのですが、それがものすごく音痴に聞こえたのです。音が歯抜けになっていた。「俺の耳、どうなったんだ？」って、ショックでしたね。ただ、そのときにはまだ補聴器をつけませんでした。ところが、71歳のときに初めて補聴器

をつけて、驚いた。まず、今まで全く聞こえていなかった自分の靴音が、「コツ、コツ、コツ」と耳に飛び込んできた。長らく消えていることにも気づいていなかった音が、戻ってきたという嬉しい驚きは、経験者にしかわからないと思いますね。

音ばかりでなく、 気配や空気感まで伝えてくれる。

人との会話でも、お互い気持ちが乗ってくると息づかいが変わりますよね。その息づかいを感じとれるかどうかで、コミュニ



ケーションも変わります。補聴器をつけるようになって、会話がクリアに聞こえるのはもちろんですが、編集者と話をするときの気配が全く変わった。原稿に意見を言うときは、相手もやっぱり気合いを入れるんでしょうね。その気合いを、感じとれるようになったのです。補聴器というのは不思議なもので、つけると気配や空気まで全部耳に伝えてくれます。そうすると、自分の意識まで変わる。すごいもんだと思います。

私は、原稿と向き合うときは意図的に補聴器をつけません。で、一気に原稿10枚くらいを書き上げたあと、次をどう展開させようかと考えるときに補聴器をつける。そうすると、空気感がまるっきり変わります。グッと物語の中に入っていける。それぞれの登場人物の声まで、自分の中で響いてきます。物書きの私にとって、今や補聴器は欠かせないものです。

人生を大事に使いたいなら、 今できることは今すぐやるべき。

『冒険者たち』の口笛がおかしいと思ったときに55歳。そこから20年近く、時間を無駄に積み重ねてきてしまったと痛感します。あのときすぐに補聴器をつけていたらどんなに良かったか。これから補聴器をつける人には、迷わずすぐにつけなさいと言いたい。自分の人生を大事に使いたいなら、今できることはすぐにやった方がいい。

PROFILE

1948年高知県生まれ。1997年「蒼龍」で第77回オール読物新人賞を受賞し、作家デビュー。2002年、「あかね空」で第126回直木賞受賞。執筆や講演活動に精力的に取り組む一方、音楽や映画にも造詣が深く、公私にわたり充実した毎日を送られている。2020年より、ワイデックス モーメント™のユーザー。



目次

ワイデックスについて	2
山本一力さんからのメッセージ	4
聴く。遊ぶ。生きる。PLAY-EAR!	7
「新しい生活様式」に補聴器を	12

先進技術と最新トレンド

ピュアサウンド™	14
AI機能	16
センソグラム	18
トゥルーアコースティクス™	19
リチウムイオン充電式補聴器	20
スマートフォンとつながる	22

聴力の低下について

聞こえ方のチェック	24
聴力低下の正しい理解	26

補聴器の選び方

補聴器選びの流れ	28
シリーズとクラスで選ぶ	30
使い勝手や見た目で選ぶ	32

ワイデックスの補聴器

ワイデックス モーメント™	37
ワイデックス イヴオーク™	42
ワイデックス ユニーク™	46
ワイデックス エンジョイ™	50
重度難聴用補聴器	52
総合支援法について	53

アクセサリ

耳かけ型補聴器用別売パーツ一覧	54
便利なアクセサリ	56

データ・保証等

性能一覧表	64
聴力適合範囲	66
カラーバリエーション	68
搭載機能一覧	76
スマートフォン対応一覧	80
保証とアフターサービス	82
ワイデックス リワード	86

聴く。遊ぶ。生きる。 **PLAY-EAR!**

聴くことは、遊ぶこと。聴くことは、生きること。

豊かな音の世界を楽しむ大人たちのために。

補聴器は今、「聴く」を超え、喜びを加速させる進化した耳へ。

「プレイ・イヤー!」、それは人生を謳歌する新しいスタイルです。



補聴器をパートナーに、
人生をいきいきと
謳歌する人たちが増えています。

ワイデックスは、
そんな「プレイ・イヤー！」な生き方、
「プレイ・イヤー！」な人々を、
応援しています。

PLAY-EAR! 1

音楽を満喫する日々。
聴くことが、
人生を豊かにしてくれる。



NYまでコンサートに行くほど 音楽が好き。 美しい音には聴き惚れてしまう。

若い頃からゴルフと音楽が好きです。それは今でも変わりません。ポップス系の音楽をよく聴きますが、特に歌唱力のある女性ボーカリストが好きですね。あるアーティストのコンサートで、ニューヨークのカーネギーホールまで行ったこともあります。補聴器をつけるようになってから、歌の伸びと美しさが全然違いました。つけていないと、高音の最後のビブラートや伸びが途中で切れてしまうんです。音の豊かさや繊細さを感じなくなっていたことに、補聴器をつけて初めて気づきました。



今どきは、補聴器もスマートフォン と連動。ワイヤレスイヤホンとして 音楽も電話もこれで聴ける。

コンサートでは、補聴器を「ミュージック」に設定します。普段は周りの環境に合わせて雑音を抑える「万能」、電車では騒音をしっかり抑える「快適」というふうに使っています。スマートフォンと連動している

ので、スマートフォンをリモコン代わりにして好みの音を設定できます。

音楽を数百曲スマートフォンに入れているのですが、それを聴くときは、補聴器がワイヤレスイヤホンとして使えます。電話の声だって、補聴器で直接聴けるんですよ。ちょっとカッコイイですよ。

環境さえ整えれば 人生はずっと楽しいまま。 補聴器は、今を楽しむための投資。

今も、週に1回はゴルフに行っています。補聴器をしていると、打ったときの音が違う。うっかり補聴器をつけ忘れたときは、ゴルフが全然楽しくなかったですよ(笑) 歳をとると、捨てなければならぬことが増えてくる。でも、楽しむことを捨てずにこれれたという実感があります。人生をどう楽しくするか、そのための環境を整えるのは自分にしかできない。私にとって補聴器は、今を楽しむための投資です。



堺進さん
70代



PLAY-EAR!2

何もあきらめず、
アクティブな自分のまま
生きていける。

藤田まゆみさん
フリー編集者
50代



**旅先で、なにげない会話を楽しむ。
そんなときも、耳はとても大事。**

旅行が趣味で、特に離島巡りが好きです。20代の頃から島に行き始めて、数えてみたら今までに200島以上訪れていました。

旅は、いつもひとりと決めています。観光地じゃない島などにひとりで行くのと地元の人がいちいち声を掛けてくれるんです。「うちの畑でとれたミカン、持って行きなさいよ」とか、「今日は棟上げ式があるからいらっしゃい」と宴会に呼ばれたこともあります。そういうふれあいが、旅の一番の楽しみ。そのために、耳って大事なんです。

**虫の声、せせらぎ、雷鳴、スキーの音。
消えていた音が、帰ってきた。**

沖縄の西表島には毎年行くのですが、このごろ蝉が鳴いていないなあと思っていた時期があったんです。それが補聴器をつけたら、ものすごく賑やかに聞こえてきて。ああ、こんなにも鳴いていたのかと思いましたね。耳って聞こえないと、音そのものがないと思ってしまうんです。

虫の声だけではありません。山を歩くときの



沢のせせらぎの音、遠くで鳴っている雷鳴、ゲレンデを滑るときに後ろから近づいてくるスキーの音。全部、補聴器をつけることで取り戻せた音です。耳が聞こえなくて落ち込んだ時期もありましたが、仕事はもちろん、旅などの趣味も、以前と何も変わらず続いています。アクティブな自分のまま生きていけることがうれしいですね。



PLAY-EAR!3

音を感じながら走ることで、
楽しさも高揚感も
味わえる。

小貝 鋼さん
グラフィックデザイナー
70代



**鳥のさえずりに、
季節を感じるランニング。
今も毎年、レースに参加している。**

ランニングを始めたのは、20代の頃です。会社の先輩に誘われて皇居1周マラソン大会に参加したのがきっかけですね。あの頃はフルマラソンに出ていて、30代半ば頃には3時間を切ったこともあるんですよ。いろんな大会に出たなあ。今は、ハーフマラソンですね。レースに出るのは年4回くらいです。普段は家の近所を走っているんですが、鳥の声なんかが聞こえて気持ちいいですよ。メジロの声が聞こえてくると、春も近いなあなんて季節を感じますね。

**ランニングの足音や
レース前のざわめき。
ワクワクするのも、音があってこそ**

補聴器をつけるようになってから、ランニングのときの自分の足音がやけに聞こえるようになったんですよ。音も立てずに軽やかに走っていると思っていたものだから、あれ？こんなにバタバタ走っていたのかって。でも、レースに出たときに周りの選手の足音

もすごく聞こえてきた。ああ、ランニングってこんなに足音がしていたんだと。発見でしたね。



それと、レース前のざわめきも。そういえばこんなだったと思い出した。昔、河口湖マラソンに出たときに、あのざわめきでいよいよスタートが近づいてきたって高揚感があってね。本当にワクワクしたのを思い出したんです。ランニングがますます楽しくなってきました。これからもずっと楽しんでいきますよ。



「新しい生活様式」が定着してきました。 こんな時こそ、補聴器の出番です。

お出かけする機会の減少や在宅勤務・リモート会議の定着など、わたしたちの生活も大きく変わってきました。そして、そんな新しい生活様式の中で周囲とのコミュニケーションに不便さや不安を感じる人も増えているようです。補聴器は生活のさまざまなシーンでコミュニケーションをサポートしてくれる便利なツールです。ぜひ、お店で試してみましょう。

※ 一部の機能は、専用のアクセサリ（別売）が必要となります。

なかなか会えない子供や孫との会話、
電話やスピーカーからの声が
聴き取りにくい……。



補聴器があれば

まわりの余計な音をカットし、電話の音だけを補聴器で
直接聞くことができるので、会話がクリアで快適。



マスクやパーテーション越しの会話、
口元も見えないし、声がこもって
しまって聞きにくい……。



補聴器があれば

周囲のいろいろな音の中から
話し声を判別、言葉を強調し
聞きやすくしてくれるので、
話していることがわかりやすい。
また、耳あな型はマスクを
していても着け外しが簡単。



家にいる機会が増えた。家族にテレビの
音量が大きいと言われる……。



補聴器があれば

テレビの音だけが補聴器に届くので、
家族みんなが快適な音量で
テレビを楽しめる。



TV PLAY

TV-DEX

リモート ケア

お店に行かなくても大丈夫。
補聴器の遠隔調整が受けられます。

補聴器店



遠隔調整

自宅や職場



こんな時、こんな方に。

- ☒ お店と家が離れている。
- ☒ お店に行く時間が取れない。
- ☒ 実際の使用環境で聞こえ方を確認したい。

※ [リモート ケア] アプリをインストールしたスマートフォン及び [リモート リンク] (税込22,000円) が必要です。

※ CIC-Mモデルとメニュースーパーパワーには対応していません。

補聴器の常識を変える、 透明感のある音『ピュアサウンド™』。


ナチュラルサウンドを追求しつづけ、
 ついにたどり着いた『ピュアサウンド™』。
 これまでの補聴器では解消が難しかった
 人工的な機械音を取り除きました。



人工的な機械音

ピュアサウンド™

イメージ



補聴器をつけると、補聴器から出てくる増幅音と、耳せんの隙間などから直接耳に入る原音が、鼓膜の手前で混じり合って聞こえます。一般的に補聴器から出てくる音は直接耳に届く音よりもわずかに遅れて届くため、その時間差が聞こえ方の違和感となり補聴器特有の人工的な機械音を生み出していました。

ワイデックスは、独自技術「ゼロディレイ™テクノロジー」により、音声信号処理のスピードを超高速化することで補聴器から出てくる音の遅れを限りなくゼロに近づけ、より自然な音質『ピュアサウンド™』を実現しました。特に難聴の程度が軽めな方ほど、この自然な音質を実感できます。

自ら考え、学び、成長する AI 機能で、 あなただけの快適を。


ワイデックスは、補聴器に最先端の AI 機能を搭載。

今いる場面や好みに合わせてあなたの聞きたい音を届けます。

マイサウンド

世界中のユーザーの経験値があなたをサポート

ワイデックスは、世界中のワイデックスユーザー自らが行った音質設定を膨大なデータ（ビッグデータ）として蓄積し、絶えず AI による分析を行っています。「他のユーザーがあなたと似た状況下でどんな音質設定をしたのか」を AI がビッグデータから素早く検索し、その場に合わせた快適な聞こえが得られるよう、最適な設定を提案します。



※マイサウンドが提案する音に満足できない場合は、サウンドセンス ラーン (次ページ) を使うこともできます。

サウンドセンス ラーン

その場で簡単、好みの聞こえ方に

「もっと聞こえやすくしたい」と思ったらスマホのアプリを起動して、アプリが提案する音から好みのものを選んでいくだけで、簡単に聞こえ方を調整できます。



簡単に
自分好みの
聞こえ方に

サウンドセンス アダプト

使うほどに、聞きやすく快適

あなたがどのような環境でどのような音量を選んだかを AI が学習し、使い続けるほど、環境に合わせた好みの聞こえ方へと調整。あなた好みの補聴器に成長していきます。



AI が
環境と好みを
学習

同じような
環境になったら
自動で
好みの音へ

サウンドクラス

いつでもどこでも、自動で最適に

あなたの周囲の環境を常に分析。自動で、その場に合った音質へスムーズに切り替えます。例えば、静かな店内から騒がしい街中へ移動した時も、音量や音のバランスが自動で調整され、最適な音を届けます。




正確でスムーズな調整を可能にする、 ワイデックス独自の『センソグラム』。

ワイデックスは、実際に補聴器を着けて
聞こえ方を調べる「^{じつじ}実耳測定」を採用。


その測定データ『センソグラム』を正確な調整に活かし、
より少ない調整回数でお客様の負担を軽減します。

一般的な測定方法の場合



本来、耳あなの大きさや形状には個人差があり、聞こえ方には違いが生じます。しかし、ヘッドホンを使用する一般的な測定方法では、音の出口から鼓膜までの空間が広い^{ため}測定結果に個人差がほとんど反映されません。したがって、補聴器の調整時に、別途個人差を考慮する必要があります。

ワイデックスの「実耳測定」の場合



実際に補聴器を着けた状態で測定し、初期調整を行います。実耳の測定データである『センソグラム』には、耳あなの大きさや形状による個人差が反映されます。これをもとに補聴器の調整を行うため、より正確な調整をスムーズに行えます。

個々の使用状態に合わせて より自然で快適な聞こえ方を実現する 『トゥルーアコースティクス™』。

ワイデックスは、耳せんの種類や装用状態などによる補聴器の聞こえ方の違いについて、精密な調査と分析を行いました。その結果に基づき、補聴器の出力補正の精度をさらに高めることで、実生活での聞こえ方を改善しています。

新機能「トゥルーアコースティクス™」は、一人ひとり異なる使用状況に合わせて、クリアで豊かな高音質を実現します。
「初めて使う方でも満足度の高い聞こえ」を目指したワイデックスの独自技術です。





補聴器最新トレンド 1

LATEST TRENDS

リチウムイオン充電式補聴器

電池交換不要でらくらく。 リチウムイオン充電式補聴器。

リチウムイオン充電式補聴器は、夜間に充電しておく朝起きてから1日しっかり使えます※。また、本体に電池のふたがなく密閉度が高いので、湿気やホコリが入りにくい構造です。充電は専用の充電器に置くだけ。面倒な操作は必要ありません。

リチウムイオン充電式補聴器には、専用の充電器（別売）が必要です。

1台3役。
充電・乾燥・除菌がこれ一台で完結。
サイズもコンパクトで扱いやすい。

mRIC 除菌乾燥充電器
WPC 1
33,000円（税込）



置くだけでかんたん充電。
持ち運びにも便利な
コンパクトサイズ。

mRIC 充電器
WPT 1
20,000円（税込）



※写真はイメージです。補聴器本体は含まれません。

これまでの補聴器は…

ちょっと
面倒

- 小さな電池の交換 …
- 度々電池を買いに行く …



ちょっと
不安


- 大切な場面で
突然の電池切れ …



リチウムイオン充電式補聴器なら…

らくらく

- 電池を交換する
手間が不要！
- 電池を買いに
出かけなくても大丈夫！



あんしん

- 就寝前に充電しておけば、
翌日に電池切れの心配なく、
1日しっかり使える！※



リチウムイオン充電式補聴器
**WIDEX MOMENT™
mRIC R D**

4時間の
充電で

約 **20** 時間
使用可能

約 **18** 時間
使用可能

※使用できる時間は、
補聴器の使用状態や環
境によって異なります。

補聴器とスマートフォンで、 もっと快適、もっと便利に。

補聴器は本来の機能に加えて、スマートフォンとつながることでさまざまなことができるようになりました。電話の声をクリアに聞く、補聴器で音楽を楽しむ、リモコンとして使いこなす。あなたの世界がもっと広がります。



電話の声を聞きやすく

電話に出ると、相手の声だけが直接補聴器に届くので、
クリアな音声で快適に通話を楽しめます。
また、リモート会議の時には会話に集中できます。



周りの他の音をカットして、相手の声だけがクリアに届く。
また、補聴器をワイヤレスイヤホンとして使えば、スマホで
音楽を楽しむことができます。

アプリを使っているいろいろできる


スマホのアプリを使えば、補聴器を手元で
簡単に操作することができます。



もうちょっと音量を大きく
したい時、スマホでらくらく
操作できます。



講演などで話者の声をしっ
かり聴きたい時、前からの
音を優先的に聞こえるよう
にできます。



補聴器を失くしたかな？と
いう時に、スマホで補聴器
の場所を探せます。



自分がよく行く場所で最適
な聞こえ方を記憶させて、
その場所に来たらスマホで
呼び出せます。

ご家族といっしょに 聞こえ方をチェックしてみましょう。

☑ チェックポイント



! 聴力の低下は自分では気がつきにくいものです。

「この頃、会話がちょっと・・・」なんてことはありませんか？
自分では気が付いていないかもしれません。ぜひご家族と一緒にチェックしてみてください。

※推定聴力レベルと補聴器の必要度のコメントはあくまでも目安です。
※自己チェックだけでなく、耳鼻科の専門医もしくは補聴器取扱店にご相談ください。



聴力の低下について 正しく理解しましょう。

聞こえにくくなるのはなぜだろう。


音は耳介から外耳道に入り、その奥の鼓膜を振動させ、ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨を通して蝸牛に達します。蝸牛の内部には音の強弱や高低を分析し電気信号に変える有毛細胞が並んでいます。そして有毛細胞の分析結果は聴神経を通して脳に伝達され、そこで音として認識されるのです。聴力の低下はこうした耳の各部分がその役割を十分に果たせなくなった時に起こり、大きく分けて次の3つのタイプがあります。

伝音難聴	中耳炎や鼓膜の損傷など、外耳から中耳にかけての障害が原因です。医学的な治療が可能とされています。
感音難聴	内耳以降の感音器の障害が原因です。加齢とともに聞こえにくくなり、長期間・長時間騒音にさらされていたことによる聴覚障害はこのタイプです。一般的には医学的な治療による改善は困難とされています。
混合性難聴	伝音難聴と感音難聴の両方の症状がみられます。

□ 耳の構造図



正常な有毛細胞。




障害を受けた有毛細胞の再生は難しいといわれています。

声は聞こえても言葉が理解しにくいのは？

聴力低下の3つのタイプのうち、感音難聴は年齢を重ねることにより誰にでも起こりうる現象といわれています。聴力が低下しはじめる時期は人によって異なり、その程度もさまざまですが、一般的にはまず高い音から聞こえにくくなり、左右の聴力が同じレベルで低下していくのが特徴です。しかし、「あ、い、う、え、お」といった、周波数の低い母音を聴き取る力はそれほど低下しないので、自分ではあまり聞こえにくいという感じがしないのです。


また、「声は聞こえていても、何を言っているのかわからない」ということがあるのも、音の高低や区切りが判断しにくくなっている状態、つまり、母音に比べ周波数の高い子音を聴き取りにくくなっていることから起きる現象だといわれています。

□ 加齢による聴力低下のイメージ図



一般的に縦軸25dBぐらいの聴力レベル(ピンクの範囲)からが、補聴器の使用を検討する目安といわれています。

□ 音声情報の周波数分布のイメージ



音声情報の一部が聞こえにくくなっています。

！
ありませんか。
こんな聞き違い。

さとう(佐藤)さん ➡ かとう(加藤)さん
ちょうじょ(長女) ➡ しょうじょ(少女)
ばんち(番地) ➡ だんち(団地)

さあ、あなたにぴったりの 補聴器と出会いましょう


より多くの方々に最適な聞こえ方を提供するため、ワイデックスは最新技術を投入した上位機種からお手頃な機種まで、さまざまな補聴器をご用意しています。
補聴器選びの第一歩は、カウンセリングと聴力測定から。あなたにぴったりの補聴器と出会いましょう。



このような症状がある方は、耳鼻科の専門医に補聴器の使用についてご相談ください。

- ☒ 耳の手術を受けたことがある。
- ☒ 耳だれ、耳鳴り、耳の痛み、めまい、などの自覚症状がある。
- ☒ 中耳炎を患っている。
- ☒ 耳あかが大量に出る。
- ☒ 聴力が急激に衰えた。

ご購入までの流れ（例）



補聴器を選ぶ3つのポイント


POINT 1 搭載技術でシリーズを選ぶ

補聴器の中核である回路の処理速度が速いシリーズはさまざまな環境への適応がスムーズ。ほかにもAI機能搭載の有無やスマートフォンでの操作などの特長でシリーズを選びます。



POINT 2 使用環境でクラスを選ぶ

上位クラスはよりさまざまな環境で快適な聞こえ方を実現しています。



POINT 3 使い勝手や見た目で形状を選ぶ

形状は「耳かけ型」と「耳あな型」に大別されます。ご自身の聴力・デザイン・使い勝手によって、最適な形状を選びましょう。



耳かけ型にはおしゃれなカラーバリエーションが揃っています。



搭載技術でシリーズを選ぶ

ワイデックスの補聴器は、シリーズとクラスに分けることができます。

それぞれの特長を知って、最適な一台を見つけましょう。


NEW

MOMENT [モーメント]

究極のナチュラルサウンドとAI機能を搭載。
ワイデックスの最高峰。

詳しくは
P.37高速
演算処理
8億回/秒10
モデルスマホと
つながる

AI機能

トゥルー
アコース
ティクス™ピュア
サウンド™リチウム
イオン
充電式CES® 2021
イノベーションアワード
2部門受賞

EVOKE [イヴーク]

ユーザーの好みを学習して、成長する。
ワイデックスのAI補聴器。

詳しくは
P.42高速
演算処理
8億回/秒11
モデルスマホと
つながる

AI機能

UNIQUE [ユニーク]

いつでもどこでも多彩で豊かな音を。
ワイデックス補聴器のスタンダード。

詳しくは
P.46高速
演算処理
6億回/秒10
モデル

その他の
シリーズ

ENJOY [エンジョイ]: 補聴器をもっと気軽に使いたい方向けのシリーズ
MENU SP [メニューエスピー]: 重度難聴の方向けのハイパワーモデル

詳しくは P.50

詳しくは P.52

使用環境でクラスを選ぶ

騒がしい ← | | | → 静か



おすすめ環境

クラス	440	330	220	110
言葉の聴き取り	★★★★	★★★★	★★★★	★★
サウンドクラス (自動環境適応)	11シーン	7シーン	4シーン	3シーン
保証	3年 +紛失補償	2年 +紛失補償	2年	2年

言葉の聴き取り	★★★★	★★★★	★★★★	★★
サウンドクラス (自動環境適応)	11シーン	7シーン	4シーン	3シーン
保証	3年 +紛失補償	2年 +紛失補償	2年	2年

言葉の聴き取り	★★★★	★★	★★	★
サウンドクラス (自動環境適応)	9シーン	5シーン	3シーン	1シーン
保証	3年 +紛失補償	2年	2年	2年

MOMENT440は、WidexReward [ワイデックス リワード] 対象です。

詳しくは P.86

使い勝手や見た目で形状を選ぶ

補聴器の形状は「耳かけ型」と「耳あな型」の大きく2種類に分けられます。

「耳かけ型」には、レシーバー（音が出る部品）が耳せん部分に内蔵されて本体が小さくなったRIC/RITEタイプと、本体に内蔵された従来タイプがあります。それぞれの形状に特長がありますので、ご自身の聴力や好みに合わせてじっくり選びましょう。

耳かけ型は、パーツと組み合わせて使います。



● 購入時には既製耳せんが付属します。よりフィット感を高めたカスタム品やイヤモールド（別売）もあります。

組み合わせ方は、補聴器本体によって異なります。詳しくは、P54-55をご覧ください。

耳かけ型

RIC/RITEタイプ

レシーバー（音が出る部品）を本体から分離し
耳せん付近に搭載したことで、本体サイズがコンパクトに。

- プログラムボタンを搭載し（一部器種を除く）、自分で操作ができます。
- レシーバーや耳せんの種類を選択することで、幅広い聴力に対応できます。
- コンパクトなサイズと豊富なカラーバリエーション。



耳かけ型としては最もコンパクトで
スタイリッシュなデザインです。
目立ちにくさを重視したい方に。



RIC 10

PA

軽度 中度



便利なりチウムイオン充電式補聴器。コ
ンパクトながら、本体にプログラムボタ
ンを搭載。使い勝手を重視する方に。



mRIC R D

軽度 中度 高度



コンパクトサイズで本体に便利なプログラムボタンを搭載。
操作のしやすさも特長です。



RIC 312 D

F2

FS

軽度 中度 高度 重度 HPLレシーバーのみ

使い勝手や見た目で形状を選ぶ

耳かけ型

従来タイプ

レシーバー（音が出る部品）を本体に内蔵したタイプです。

- ボリュームやプログラムボタンを搭載（一部器種を除く）し、自分で操作ができます。
- ハイパワータイプや電池寿命の長いタイプなど、幅広いラインナップが揃っています。
- 取り扱いがやすく、カラーバリエーションも豊富。




本体にプログラムボタンを搭載した、コンパクト耳かけ型。



BTE 312

FM

軽度 中度 高度



扱いやすさとサイズのバランスが取れたタイプ。



FA

軽度 中度 高度



大容量電池使用。
電池寿命やパワーを重視される方に。
操作のしやすさも魅力。



BTE 13 D

FP

軽度 中度 高度

重度

中度 高度

重度



重度難聴の方向けの
ハイパワータイプ。



SP

高度 重度

※ 画像はイヤモールド（別売）を装着した状態のイメージです。

使い勝手や見た目で形状を選ぶ

耳あな型

耳あなの形にぴったりとフィットするよう、
耳型をとってオーダーメイドで作るタイプです。

- ☐ 耳あなに収まり目立ちにくい。
- ☐ 帽子や眼鏡、マスクを着用する際にもおすすめ。
- ☐ 着け外しがしやすい。



最もコンパクトで耳あなに
すっぽり収まるタイプ。真
横から見ても目立ちにく
いのの特長です。



CIC-M/CIC

軽度 中度 高度
90のみ



コンパクトなサイズなが
らオプションを選ぶこと
もできます。



IM/IP

軽度 中度 高度
IPのみ



標準的な大きさなので電
池の出し入れが比較的容
易です。毎日の取扱いやす
さを重視する方に。



XP

軽度 中度 高度

CES® 2021
イノベーションアワード
2部門受賞



ヘルス&
ウェルネス
部門



ウェアラブル
テクノロジー
部門

違う明日が、やってくる。



PLAY-EAR! STYLE

WIDEX MOMENT™

消えわたる裸の音が、きっとあなたを変えるでしょう。

[モーメント] WIDEX MOMENT™

CES® 2021
イノベーションアワード
2部門受賞



ヘルス&
ウェルネス
部門 ウェアラブル
テクノロジー
部門

つけていることを忘れるくらい 自然で聞きやすい。

音の伝達遅れを限りなくゼロに近付ける
ゼロディレイ™ テクノロジーがもたらすピュアサウンド™。
この音が、補聴器の概念を変える。

耳あな型補聴器 MOMENT 302AFBZX00031000 耳かけ型補聴器 MOMENT 302AFBZX00034000

クラス	言葉の 聴き取り	ピュア サウンド™	AI 機能	サウンド クラス	スマートフォンと つながる (注1)	チャンネル 数	保 証	静かなリビング	病院の待合室	会議室	レストラン・スーパー	電車・バス・街中
MOMENT 440	★★★★	●	●	11 シーン	●	15	プレミアムサービス 3年+紛失補償 WidexReward (注2)	●	●	●	●	●
MOMENT 330	★★★	●	●	7 シーン	●	12	プレミアムサービス 2年+紛失補償	●	●	●		
MOMENT 220	★★★	●	●	4 シーン	●	10	2年	●	●			
MOMENT 110	★★	●	—	3 シーン	●	6	2年	●				

(注1) ダイレクトストリーミングはiPhoneのみ、対応モデルはmRIC R D、RIC 312 D、BTE 13 Dのみとなります。(注2) P86-87を参照してください。

シリーズ共通の特長

高速
演算処理
8億回/秒

10
モデル



スマホと
つながる

AI機能

トゥルー
アコース
ティクス™

ピュア
サウンド™

リチウムイオン
充電式

P22-23、P80-81
参照

P16-17、P76
参照

P19、P76
参照

耳あな型、
P/HPレシーバー非対応
P14、P76 参照

P20-21、P76
参照

おすすめの使用環境

クラスによっておすすめの使用環境が異なります。

静か ← | | | | → 騒がしい

静かなリビング	病院の待合室	会議室	レストラン・スーパー	電車・バス・街中
●	●	●	●	●
●	●	●		
●	●			
●				

耳かけ型 [RIC/RITEタイプ]

リチウムイオン充電式



mRIC R D
[MRR2D]

軽度 中度 高度

生活防水 IP68 Li-ion 充電電池

- ・プログラムボタン付
- ・ワイテックスフレックス対応
- ・スマートフォン接続 (注1)

別売の充電器が必要です。
WPC1: 33,000円 (税込)
WPT1: 20,000円 (税込)
※ P21、P58参照



RIC 10
[MRB0]

軽度 中度

生活防水 IP68 PR536 (10A)

- ・ワイテックスフレックス対応



RIC 312 D
[MRB2D]

軽度 中度 高度

重度 HPLレシーバーのみ

生活防水 IP68 PR41 (312)

- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ワイテックスフレックス対応
- ・スマートフォン接続 (注1)

耳かけ型 [従来タイプ]



聴力に応じて、目立たない細いチューブも選べます。



BTE 312
[MBB2]

軽度 中度

高度

生活防水 IP68 PR41 (312)

- ・プログラムボタン付
- ・ワイテックスフレックス対応

BTE 13 D
[MBB3D]

軽度 中度

高度 重度

生活防水 IP68 PR48 (13)

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・スマートフォン接続 (注1)
- ・ワイテックスフレックス対応

耳あな型



CIC-M/CIC
[M-CIC-M/M-CIC]

80 軽度 中度

90 軽度 中度 高度

生活防水 IP68 PR536 (10A)

XP
[M-XP]

軽度 中度

高度

生活防水 IP68 PR41 (312)

- ・テレコイル無償オプション

IM/IP
[M-IM/M-IP]

軽度 中度

高度 IPのみ

生活防水 IP68 PR41 (312)

- ・ボリュームコントロール有償オプション (片耳: 10,000円)
- ・プログラムボタン無償オプション

※ 補聴器は非課税です。

MOMENT 440	片耳: 580,000円 両耳: 1,020,000円	片耳: 560,000円 両耳: 1,000,000円	片耳: 560,000円 両耳: 1,000,000円	片耳: 570,000円 両耳: 1,020,000円
MOMENT 330	片耳: 350,000円 両耳: 620,000円	片耳: 330,000円 両耳: 600,000円	片耳: 330,000円 両耳: 600,000円	片耳: 340,000円 両耳: 620,000円
MOMENT 220	片耳: 270,000円 両耳: 460,000円	片耳: 250,000円 両耳: 440,000円	片耳: 250,000円 両耳: 440,000円	片耳: 260,000円 両耳: 460,000円
MOMENT 110	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円	片耳: 200,000円 両耳: 320,000円

※ mRIC R Dの価格は補聴器本体のみとなります。別売の専用充電器が必要です。(P21、P58参照)
(注1) ダイレクトストリーミングはiPhoneのみ、対応モデルはmRIC R D、RIC 312 D、BTE 13 Dのみとなります。

※ プログラムボタンのないモデルのプログラム切替には、スマートフォンアプリまたは別売のリモコンが必要です。
※ 耳あな型は、耳あなの形状によって画像とは大きさが異なる場合があります。※ 耳かけ型のカスタムイヤチップ/イヤモールドは有料です。

[イヴォーク] WIDEX EVOKE™

自ら考え、学び、成長する。

毎日の生活からAIがあなたの音の好みを学習。
使えば使うほど聞きやすくなるAI補聴器。イヴォーク。

耳あな型補聴器 EVOKE 230AFBZX00077000 耳かけ型補聴器 EVOKE 230AFBZX00050000

クラス	言葉の 聴き取り	ピュア サウンド™	AI 機能	サウンド クラス	スマートフォンと つながる (注1)	チャンネル 数	保 証
EVOKE 440	★★★★ ★★★★	—	●	11 シーン	●	15	プレミアムサービス 3年+紛失補償
EVOKE 330	★★★★ ★★★★	—	●	7 シーン	●	12	プレミアムサービス 2年+紛失補償
EVOKE 220	★★★★	—	●	4 シーン	●	10	2年
EVOKE 110	★★	—	—	3 シーン	●	6	2年

(注1) ダイレクトストリーミングはiPhoneのみ、対応モデルはF2、BTE 13 Dのみとなります。

シリーズ共通の特長

高速
演算処理
8億回/秒

11
モデル

スマホと
つながる

AI機能

P22-23、P80-81
参照

P16-17、P76
参照

おすすめの使用環境

クラスによっておすすめの使用環境が異なります。

静 か ← | | | | → 騒 が しい

静かなリビング	病院の待合室	会議室	レストラン・スーパー	電車・バス・街中
●	●	●	●	●
●	●	●		
●	●			
●				

耳かけ型 [RIC/RITEタイプ]

耳かけ型 [従来タイプ]



聴力に応じて、目立たない細いチューブも選べます。(FPを除く)

耳あな型



RIC 10
[ERBO]

軽度 中度

生活防水 IP68 PR536 (10A)

・ワイデックス
フレックス対応



F2
[E-F2]

軽度 中度 高度
重度 HPLシーバーのみ

生活防水 IP68 PR41 (312)

・プログラムボタン付
・テレコイル標準装備
・ワイデックス
フレックス対応
・スマートフォン接続
(注1)



FM
[E-FM]

軽度 中度
高度

生活防水 IP68 PR41 (312)

・プログラムボタン付
・ワイデックス
フレックス対応



FA
[E-FA]

軽度 中度
高度

生活防水 IP68 PR41 (312)

・ボリューム
コントロール付
・プログラムボタン付
・テレコイル標準装備
・ワイデックス
フレックス対応



BTE 13 D
[EBB3D]

軽度 中度
高度 重度

生活防水 IP68 PR48 (13)

・ボリューム
コントロール付
・プログラムボタン付
・テレコイル標準装備
・スマートフォン接続 (注1)
・ワイデックス
フレックス対応



FP
[E-FP]

中度 高度
重度

生活防水 IP68 PR48 (13)

・ボリューム
コントロール付
・プログラム
ボタン付
・テレコイル
標準装備



CIC-M/CIC
[E-CIC-M/E-CIC]

80 軽度 中度
90 軽度 中度 高度

生活防水 IP68 PR536 (10A)



XP
[E-XP]

軽度 中度
高度

生活防水 IP68 PR41 (312)

・テレコイル
無償オプション



IM/IP
[E-IM/E-IP]

軽度 中度
高度 IPのみ

生活防水 IP68 PR41 (312)

・ボリューム
コントロール
有償オプション
(片耳:10,000円)
・プログラムボタン
無償オプション

※ 補聴器は非課税です。

EVOKE 440	片耳: 540,000 円 両耳: 960,000 円	片耳: 540,000 円 両耳: 960,000 円	片耳: 540,000 円 両耳: 960,000 円	片耳: 550,000 円 両耳: 980,000 円
EVOKE 330	片耳: 350,000 円 両耳: 630,000 円	片耳: 350,000 円 両耳: 630,000 円	片耳: 350,000 円 両耳: 630,000 円	片耳: 360,000 円 両耳: 650,000 円
EVOKE 220	片耳: 240,000 円 両耳: 430,000 円	片耳: 240,000 円 両耳: 430,000 円	片耳: 240,000 円 両耳: 430,000 円	片耳: 250,000 円 両耳: 450,000 円
EVOKE 110	片耳: 170,000 円 両耳: 310,000 円	片耳: 170,000 円 両耳: 310,000 円	片耳: 170,000 円 両耳: 310,000 円	片耳: 180,000 円 両耳: 330,000 円

(注1) ダイレクトストリーミングはiPhoneのみ、対応モデルはF2、BTE 13 Dのみとなります。

※ プログラムボタンのないモデルのプログラム切替には、スマートフォンアプリまたは別売のリモコンが必要です。

※ 耳あな型は、耳あなの形状によって画像とは大きさが異なる場合があります。※ 耳かけ型のカスタマイズチップ/イヤモールドは有料です。

[ユニーク] WIDEX UNIQUE™

いつでも多彩で豊かな音を。

ユニークは、補聴器による聞こえの限界を広げました。
あなたがどこで何をしても、常に周りの環境とあなたの聞こえ方に合った豊かな音を届け続けます。

耳あな型補聴器 UNIQUE 227AFBZX00097000 耳かけ型補聴器 UNIQUE 227AFBZX00098000

クラス	言葉の 聴き取り	ピュア サウンド™	AI 機能	サウンド クラス	スマートフォンと つながる	チャンネル 数	保 証					
UNIQUE 440	★★★★	—	—	9 シーン	—	15	プレミアムサービス 3年+紛失補償	●	●	●	●	●
UNIQUE 330	★★★	—	—	5 シーン	—	10	2年	●	●	●		
UNIQUE 220	★★	—	—	3 シーン	—	6	2年	●	●			
UNIQUE 110	★	—	—	1 シーン	—	4	2年	●				



シリーズ共通の特長

高速
演算処理
6億回/秒

10
モデル

おすすめの使用環境

クラスによっておすすめの使用環境が異なります。

静か ← | | | | → 騒がしい

静かなリビング	病院の待合室	会議室	レストラン・スーパー	電車・バス・街中
●	●	●	●	●
●	●	●		
●	●			
●				

耳かけ型
[RIC/RITEタイプ]
耳かけ型
[従来タイプ]


聴力に応じて、目立たない細いチューブも選べます。(FPを除く)

耳あな型

PA
[U-PA]

軽度 中度

生活防水 IP68 **PR536 (10A)**

・ワイデックスフレックス対応


FS
[U-FS]

軽度 中度 高度
 重度 HPLシーバーのみ

生活防水 IP68 **PR41 (312)**

・プログラムボタン付
 ・テレコイル標準装備
 ・ワイデックスフレックス対応


FM
[U-FM]

軽度 中度 高度

生活防水 IP68 **PR41 (312)**

・プログラムボタン付
 ・ワイデックスフレックス対応


FA
[U-FA]

軽度 中度 高度

生活防水 IP68 **PR41 (312)**

・ボリュームコントロール付
 ・プログラムボタン付
 ・テレコイル標準装備
 ・ワイデックスフレックス対応


FP
[U-FP]

中度 高度 重度

生活防水 IP68 **PR48 (13)**

・ボリュームコントロール付
 ・プログラムボタン付
 ・テレコイル標準装備


CIC-M/CIC
[U-CIC-M/U-CIC]

80 軽度 中度

90 軽度 中度 高度

生活防水 IP68 **PR536 (10A)**


XP
[U-XP]

軽度 中度

高度

生活防水 IP68 **PR41 (312)**

・テレコイル 無償オプション


IM/IP
[U-IM/U-IP]

軽度 中度

高度 IPのみ

生活防水 IP68 **PR41 (312)**

・ボリュームコントロール 有償オプション (片耳:10,000円)
 ・プログラムボタン 無償オプション

※ 補聴器は非課税です。

UNIQUE 440

片耳: **480,000円**
 両耳: **860,000円**

UNIQUE 330

片耳: **300,000円**
 両耳: **530,000円**

UNIQUE 220

片耳: **200,000円**
 両耳: **350,000円**

UNIQUE 110

片耳: **140,000円**
 両耳: **250,000円**

片耳: **470,000円**
 両耳: **840,000円**

片耳: **290,000円**
 両耳: **510,000円**

片耳: **190,000円**
 両耳: **330,000円**

片耳: **130,000円**
 両耳: **230,000円**

片耳: **470,000円**
 両耳: **840,000円**

片耳: **290,000円**
 両耳: **510,000円**

片耳: **190,000円**
 両耳: **330,000円**

片耳: **130,000円**
 両耳: **230,000円**

片耳: **490,000円**
 両耳: **880,000円**

片耳: **310,000円**
 両耳: **550,000円**

片耳: **210,000円**
 両耳: **370,000円**

片耳: **150,000円**
 両耳: **270,000円**

※プログラムボタンのないモデルのプログラム切替には、別売のリモコンが必要です。

※耳あな型は、耳あなの形状によって画像とは大きさが異なる場合があります。※耳かけ型のカスタムイヤチップ/イヤモールドは有料です。

[エンジョイ] WIDEX ENJOY™

補聴器をもっと身近に。

搭載機能を絞り込むことでお求めやすい価格を実現。

耳あな型補聴器 ENJOY 301AFBZX00041000 耳かけ型補聴器 ENJOY 301AFBZX00042000

耳かけ型 [RIC/RITEタイプ]

耳かけ型 [従来タイプ]



聴力に応じて、目立たない細いチューブも選べます。(FPを除く)

耳あな型



FS

軽度 中度 高度 重度 HPLシーバーのみ

生活防水 IP68 PR41 (312)

- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ワイデックスフレックス対応



FM

軽度 中度 高度

生活防水 IP68 PR41 (312)

- ・プログラムボタン付
- ・ワイデックスフレックス対応



FA

軽度 中度 高度

生活防水 IP68 PR41 (312)

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備
- ・ワイデックスフレックス対応



FP

中度 高度 重度

生活防水 IP68 PR48 (13)

- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備



XP

軽度 中度 高度

生活防水 IP68 PR41 (312)

- ・テレコイル無償オプション

※ 補聴器は非課税です。

ENJOY 100 [E10]	片耳: 140,000円 両耳: 250,000円	片耳: 140,000円 両耳: 250,000円	片耳: 140,000円 両耳: 250,000円	片耳: 150,000円 両耳: 270,000円
ENJOY 50 [E05]	片耳: 120,000円 両耳: 220,000円	片耳: 120,000円 両耳: 220,000円	片耳: 120,000円 両耳: 220,000円	片耳: 130,000円 両耳: 240,000円
ENJOY 30 [E03]	—	片耳: 85,000円 両耳: 140,000円	片耳: 85,000円 両耳: 140,000円	—

※ XPのプログラム切替にはスマートフォンアプリまたは別売のリモコンが必要です。

※ 耳あな型は耳あなの形状によって画像とは大きさが異なる場合があります。※ 耳かけ型のイヤチップ/イヤモールドは有料です。

シリーズ共通の特長

5
モデル

スマホと
つながる
(30クラス除く)

P22-23、P80-81 参照

クラス	チャンネル数	自然な音	雑音を抑えて 会話をしやすく	静かな場所での 快適さ	スマホ アプリ	DEX リモコン	保証
ENJOY 100	6	♪♪♪♪	♪♪♪♪	♪	●	●	2年
ENJOY 50	4	♪♪♪	♪♪♪	♪	●	●	2年
ENJOY 30	4	♪♪♪	♪	♪	—	—	2年

重度難聴の方向け

[メニュースーパーパワー] MENU SUPER POWER

多彩な機能、生活防水を備えたハイパワーモデル。

クラス	チャンネル数	雑音を抑えて 会話をしやすく	スマホ アプリ	リモコン	保 証
ME10	10	♪♪♪♪	—	RC4	2年
ME5	5	♪♪♪	—	RC4	2年
ME3	3	♪♪	—	RC4	2年

耳かけ型 [従来タイプ]

ME10-SP 片耳: 250,000円
両耳: 450,000円

ME5-SP 片耳: 140,000円
両耳: 250,000円

ME3-SP 片耳: 98,000円
両耳: 180,000円



- ・ボリュームコントロール付
- ・プログラムボタン付
- ・テレコイル標準装備



耳かけ型補聴器 MENU SUPER 228AFBZX00006000

MENU専用リモコン

RC4-1 シンプルな機能で操作が簡単 / **RC4-2** 多彩な機能を搭載

各22,000円(税込)

※耳かけ型のイヤモールドは有料です。※補聴器は非課税です。



RC4-1 RC4-2

それぞれホワイトと
グレーの2色を
ご用意しています。

総合支援法について

障害者総合支援法には、身体障害者程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器などの補装具の費用が支給される制度があります。

身体障害者障害程度等級表 (障害等級 身体障害者福祉法抜粋)

級別	障害の状態
2 級	両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均100デシベル以上」のもの(両耳全ろう)
3 級	両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均90デシベル以上」のもの (耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4 級	1. 両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均80デシベル以上」のもの (耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの
6 級	1. 両耳の聴力レベルが、それぞれ「平均70デシベル以上」のもの (40cm以上の距離で発声された会話を理解し得ないもの) 2. 一側耳の聴力レベルが「平均90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「平均50デシベル以上」のもの

ワイデックスの総合支援法対応補聴器

高度難聴用耳かけ型: E-FM E05G / E-FA E05G / E-FP E05G

重度難聴用耳かけ型: ME5-SPG

※専用の総合支援法補聴器カタログをご用意しております。取扱店にお問い合わせください。

! 国の支援制度があります。

聞こえの程度によっては、国の支援制度が利用できるケースがあります。ただし、手続きは市区町村によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村の「福祉課窓口」にお問い合わせください。また、補聴器の購入費用が医療費控除の対象となりました。手続き等については補聴器購入前に税務署にお問い合わせください。



〔ワイデックス フレックス〕 補聴器本体の形状によって、組み合わせられるパーツの種類が異なります。

耳かけ型 補聴器本体									イヤワイヤ+レシーバー/フック+チューブ (税込)	イヤチップ/イヤモールド				
RIC/RITEタイプ						従来タイプ				既製品 (税込)	オーダーメイド (非課税)			
mRIC R D	RIC 10	PA	RIC 312 D	F2	FS	FM/ BTE 312	FA	BTE 13 D						
	●	●	●	●	●				 EW イヤワイヤ付 Sレシーバー 11,000円 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4	 EW オープン イヤチップ 330円 サイズ:XS・S・L	 EW チューリップ イヤチップ 330円 サイズ:M・L	 EW カスタム Sレシーバー イヤチップ/ Mレシーバー イヤチップ ハード/ソフト (注2) 12,000円	 EW カスタム Sレシーバー イヤチップ/ Mレシーバー イヤチップ 12,000円	 EW EXカスタム Sレシーバー イヤチップ/ Mレシーバー イヤチップ 12,000円
	●	●	●	●	●				 EW イヤワイヤ付 Mレシーバー 11,000円 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4	 EW ダブルドーム イヤチップ 330円 サイズ:XS・S・M・L	 EW ラウンド イヤチップ (注1) 330円 サイズ:S・M・L			
●									 V.2 EW イヤワイヤ付 Mレシーバー 11,000円 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4 V.2レシーバー専用イーチップロック 220円			 V.2 EW カスタム Mレシーバー イヤチップ ハード/ソフト (注2) 12,000円	 V.2 EW カスタム Mレシーバー イヤチップ (オープン) 12,000円	 V.2 EW EXカスタム Mレシーバー イヤチップ 12,000円
			●	●	●				 EW イヤワイヤ付 プレシーバー 11,000円 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4	 EW チューリップ イヤチップ 330円 サイズ:M・L	 EW ダブルドーム イヤチップ 330円 サイズ:XS・S・M・L	 EW ラウンド イヤチップ 330円 サイズ:S・M・L	 EW カスタム プレシーバー イヤチップ ハード/ソフト (注2) 12,000円	 EW EXカスタム プレシーバー イヤチップ 12,000円
●									 V.2 EW イヤワイヤ付 プレシーバー 11,000円 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4 V.2レシーバー専用イーチップロック 220円			 V.2 EW カスタム プレシーバー イヤチップ ハード/ソフト (注2) 12,000円	 V.2 EW EXカスタム プレシーバー イヤチップ 12,000円	
			●	●	●				 イヤワイヤRITE 4,400円 左右共通 長さ:-2・-1・0・1・2・3・4・5	 HPLレシーバー 6,600円	—	 カスタムHPハード イヤモールド (標準型) 15,000円	 カスタムHPハード イヤモールド (拡張型) 15,000円	
			●	●	●				 イヤワイヤ付 HPLレシーバー 11,000円 左右共通 長さ:0・1・2・3・4・5		—	 カスタムHPソフト イヤモールド (注2) 15,000円		
						●	●		 EW フック&チューブ (0.9/1.4mm) 各550円 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4 イーチップロック 110円	 EW オープン イヤチップ 330円 サイズ:XS・S・L	 EW チューリップ イヤチップ 330円 サイズ:M・L	 EW カスタム イヤチップ/V.2 EW EXカスタム イヤチップ ハード/ソフト (注2) 12,000円	 EW カスタム イヤチップ (オープン) / V.2 EW カスタム イヤチップ (オープン) 12,000円	 EW EXカスタム イヤチップ/ V.2 EW EXカスタム イヤチップ 12,000円
								●	 V.2 EW フック&チューブ (0.9/1.4mm) 各770円 左耳用 (L)・右耳用 (R) 長さ:0・1・2・3・4 V.2専用イーチップロック 110円	 EW ダブルドーム イヤチップ 330円 サイズ:XS・S・M・L	 EW ラウンド (注1) イヤチップ 330円 サイズ:S・M・L			
						●	●	●	 ノーマルフック 660円 (注3)	 チューブ: V3 (曲がり) 132円 (注3)	 イヤチップ 275円 サイズ:SS・S・M・MM・L	イヤモールドには、形状や素材の違いでさまざまな種類があります。 詳しくはP.56を参照ください。		
								(注4)						

(注1) ラウンドイヤチップは2ペントのみとなります。(注2) ソフトタイプには13色のカラーバリエーションがあります。P.56を参照ください。ハードタイプはページのみです。(注3) イヤモールド使用時は、チューブはイヤモールドに付属します。(注4) BTE 13 Dのフックの形状は他のタイプと異なります。※ イヤモールドは聴力にあわせてさまざまな材質、形状よりお選びいただけます。

※ カスタムイヤチップ、イヤモールドは、耳あな形状によっては製作できない場合があります。※ 別売パーツは税込価格ですが、例外としてイヤモールド(カスタムイヤチップを含む)は非課税です。※ EW/V.2EWフック&チューブについては、EW非対応の旧製品との組み合わせでは使用できません。※ レシーバーとカスタムレシーバーイヤチップについては、EW (EASYWEAR) 対応製品と非対応の旧製品の組み合わせでは使用できません。

カスタムイヤチップ・イヤモールド

耳に合わせて型をとって作製するため、快適にフィットするだけでなく、音漏れによるハウリングを軽減するのに効果的です。詳しくは取扱店にご相談ください。

カスタムソフトイヤチップ/ カスタムソフトイヤモールド

対応機種：

FM・BTE 312・BTE 13 D・FA (フック&チューブ) /
RIC 10 / PA / F2 / FS / mRIC R D / RIC 312 D

カスタムソフトイヤチップ：12,000円 (非課税)

カスタムソフトイヤモールド：15,000円 (非課税)



イヤモールド

対応機種：FM / BTE 312 / FA / BTE 13 D / FP / SP

形状	素材	カラー
スタンダード	アクリルハード アクリルソフト シリコン40/70 10,000円	アクリルハード クリア クリアピンク ベージュ ブラウン アクリルソフト/スーパーソフト クリア ブラック ベージュ レッド ブルー オレンジ グリーン イエロー ピンク
カナル	スーパーソフト 12,000円	シリコン40/70 クリア クリアピンク ブラック ベージュ レッド ブルー オレンジ グリーン イエロー ホワイト
ミニカナル	アクリルハード シリコン40/70 10,000円	アクリルハード クリア クリアピンク ベージュ ブラウン シリコン40/70 クリア クリアピンク ブラック ベージュ レッド ブルー オレンジ グリーン イエロー ホワイト
セミカナル	アクリルソフト 10,000円 スーパーソフト 12,000円	クリア ブラック ベージュ レッド ブルー オレンジ グリーン イエロー ピンク
スケルトン	アクリルハード 10,000円	クリア クリアピンク ベージュ ブラウン

※ シリコンの40は70に比べて柔らかく、装着時の圧迫感が少なくなりますが、耐用年数が短くなります。

聞こえにくい側の耳に着ける送信器

WIDEX CROS [クロス]

左右両方からの音を聞くことができます。

片側の耳が聞こえない方は、生活上の大切な音を聞き逃している可能性があります。片側の耳が全く聞こえない（一側聾）、あるいはほとんど聞こえない方でもWIDEX CROSを使えば、聞こえにくい耳側の音を、聞こえる耳に届けることができます。

WIDEX CROS [クロス] とは？

聞こえにくい側の耳に、送信器（WIDEX CROS）を、聞こえる側の耳に、対応する補聴器を装着して使うことで、送信器が拾った音を、無線通信により、瞬時に補聴器に届けるシステムです。今まで、聞こえにくかった音に気づくことができるようになり、会話もより聴き取りやすくなります。そして、なにより左右両方からの音を楽しむことができるようになります。



聞こえにくい側の耳に着ける送信器

WIDEX CROS

99,000円 (税込)

生活防水
IP57 PR41
(312)

- ・電池寿命は約150時間 (FAは約120時間)
- ・オープンイヤチップで長時間の装着も楽らく
- ・軽くて目立たないデザイン
- ・1年保証
- ・豊富なカラーバリエーション

※MOMENT、EVOKE、UNIQUE、ENJOYシリーズに対応。
(一部対応できないモデルもあります。P78-79を参照ください。)



WIDEX CROS (送信器) は、補聴器と
組み合わせて使います。

大切な補聴器を、便利に、快適に

快適にお使いいただくためのアクセサリも豊富にご用意しています。

補聴器を使わない時は乾燥器で汗や湿気から守りましょう。

リチウムイオン充電式補聴器 専用アクセサリ

[WIDEX MOMENT™ mRIC RD 用]



[対応器種]
**WIDEX MOMENT™
mRIC RD**
※ 補聴器内蔵のリチウムイオン
充電電池は取り出せません。

mRIC 除菌乾燥充電器 WPC 1

NEW

33,000円 (税込)

1台3役。充電・乾燥・除菌がこれ一台で完結。
サイズもコンパクトで扱いやすい。

- サイズ：幅83mm×奥行40mm×高さ70mm
- 本体重量：100g
- 動作時間：4時間（充電）、30分（乾燥・除菌）
- 電源：ACアダプタまたはUSB接続
- 1年保証



mRIC 充電器 WPT 1

20,000円 (税込)

置くだけでかんたん充電。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。

- サイズ：幅85mm×奥行29mm×高さ52mm
- 本体重量：70g
- 動作時間：4時間（充電）
- 電源：ACアダプタまたはUSB接続
- 1年保証



※写真はイメージです。補聴器本体は含まれません。



dry-cap uv 2* ドライキャップ ユーブイ 2*

NEW

8,800円 (税込)

充電しながら乾燥とUV-Cライトでの除菌ができるため、充電式の補聴器に最適な電気乾燥器です。乾燥剤も不要で低コスト。乾燥・除菌が終われば自動で止まるので安心です。

- サイズ：幅120mm×奥行120mm×高さ120mm
- 本体重量：315g
- 動作時間：120分（ドライ&クリーンモード）/
2分（クリーンモード）
- 電源：ACアダプタまたはUSB接続 ● 2年保証



ワイデックス補聴器用 乾燥ケース（乾燥剤入り）

880円 (税込)

補聴器を湿気から守る簡易乾燥ケース。ケースに入れる際は、補聴器から取り出した電池を蓋の磁石シートに置いて使用します。携帯にも便利です。青い粒の色が赤みをおびてきたら詰め替え用乾燥剤（別売）に交換してください。

詰め替え用乾燥剤（1袋）

165円 (税込)



PerfectDry Lux パーフェクトドライ ラックス

9,900円 (税込)

乾燥と360°UV-Cライトでの除菌が同時にできる乾燥剤不要の電気乾燥器です。ボタンを押すだけの自動運転、45分で乾燥と除菌が完了します。

- サイズ：幅92mm×奥行72mm×高さ47mm
- 本体重量：160g ● 乾燥時間：45分
- 電源：ACアダプタまたはUSB接続 ● 3年保証



スーパードライエイド（大）（磁石シート付）

2,750円 (税込)

ミニスーパードライエイド（小）（磁石シート付）

2,200円 (税込)

補聴器の大敵である湿気を強力に除去する除湿剤。ミニは耳あな型専用です。

磁石シート

220円 (税込)

蓋の外面に貼って電池の紛失を防ぎます。

毎日のお掃除とお手入れで 補聴器を快適に使いましょう



補聴器掃除用ブラシ

264円 (税込)

机の上に置いて音の出口を下に向けブラッシングするので、耳あかが補聴器内部に入りにくくなっています。蓄光機能付きです。



エアブローワー

1,100円 (税込)

イヤモールドやチューブの内部に付着した水滴や異物を空気を吹きつけて取り除きます。洗浄した後などに使用します。



イヤモールドクリーナー

1,650円 (税込)

柔らかい布などに少量吹きかけ軽く拭くだけで汚れが取れるイヤモールドや耳あな型補聴器用のクリーナーです。



ナノケアワックスガード
(ケース:白・8本入り)

770円 (税込)

セルストップワックスガード
(ケース:グレー・8本入り)

550円 (税込)

補聴器の音口に装着、耳あかの侵入を防ぎます。ナノケアには、強い撥水性があります。セルストップにはカスタムハード(ソフト)イヤモールド用のXLもあります。

欠かせない必需品と あると便利なアクセサリ



ワイデックス電池
(6ヶ入り・1パック)

各1,320円 (税込)

品質の安定している補聴器専用空気電池。
PR536 (10A)、PR41 (312)、PR48 (13)、PR44 (675) の4種類。



ワイデックス
電池チェッカー

825円 (税込)

電池の残量を正確に液晶で表示します。リチウムイオン充電式を除く全ての補聴器用電池が計測できます。予備電池用ホルダー付き。



カラーエチューイ
(ブラック)

2,200円 (税込)

本皮を使用し、洗練されたデザインのケースには、耳あな型補聴器2台、電池とブラシが収納可能です。中には仕切りを設けるなど、使い勝手は抜群です。



補聴器サスペンダークリップ

1,650円 (税込)

耳かけ型補聴器固定用具。クリップ部分を洋服などに着けることで補聴器の落下防止に効果があります。補聴器の大きさに合わせて3種類のサイズ(S、M、L)があります。片耳装用の場合はゴム紐の片方をカットして使用します。

- Sサイズ: RIC 10/PAモデル用
- Mサイズ: mRIC R D/RIC 312 D/FS/F2/FM/BTE 312/FAモデル用
- Lサイズ: BTE 13 D/FP/SPモデル用



イヤチップ/耳せんジョイント

① 各275円 (税込)

イヤチップ(耳せん)
SS/S/M/MM/Lサイズ

② 132円 (税込)
V3(曲がり)

③ クローズ耳せん

各330円 (税込)
SS/S/M/L サイズ

多彩な周辺機器との組み合わせで、 補聴器の活躍シーンはもっと広がります



テレビの音を補聴器に伝送。
テレビの音量を上げずに、思い切り楽しめる。



TV PLAY テレビ プレイ

44,000円(税込)

おしゃれで現代的なデザイン。簡単操作で迫力あるサウンドを楽しめます。
(RIC 312 D/mRIC R D/BTE 13 D/F2対応)

- 電源：テレビのUSB端子と接続
- 1年保証



TV-DEX テレビ デックス

44,000円(税込)

テレビやオーディオ機器と無線でつながり、伝送遅れの少ない高品質なステレオ音声を補聴器で楽しめます。

- コントローラー：充電池内蔵
- 連続使用時間：約10時間 ● 1年保証



相手の声が楽に聴き取れる。



REMOTE MIC+COM リモートマイクプラスコム

44,000円(税込)

- 充電池内蔵 ● 連続使用時間：約8時間(ストリーミング時) ● 1年保証

※ REMOTE MICの使用にはCOM-DEXが必要です。REMOTE MICのみ購入の場合は22,000円(税込)となります。

相手の声を補聴器へ届けてくれるワイヤレスマイク。家の中での家族の呼びかけや学校の授業など、聞きたい人の声が楽に聴き取れます。

※ 対応モデルについてはP78-79を参照ください。



リモコンで
らくらく操作。

RC-DEX アールシー デックス

22,000円(税込)

音量調節やプログラム切替が簡単にできる、便利なりモコンです。

- コイン型リチウム電池(CR2032)使用
- 電池寿命：約12ヶ月
- 1年保証



携帯電話・スマートフォンを
もっと快適に。

COM-DEX コム デックス

33,000円(税込)

Bluetooth対応の携帯電話で使用でき、スマホのアプリで音量調節やプログラム切り替えができます。

- 充電池内蔵
- 連続使用時間：約8時間(ストリーミング時)、約8日間(待受時)
- 1年保証



FM電波で遠くの
声もキャッチ。

習い事、
教室で

FM+DEX エフエムプラス デックス

33,000円(税込)

FM受信器やテレコイルからの音声信号を無線対応の補聴器でストリーミング再生します。

- 充電池内蔵
- 連続使用時間：約10時間
- 1年保証



※ FM送信機・受信機は別売です。

※ アクセサリー使用時は、補聴器の電池寿命が通常使用時に比べ短くなります。※ 携帯電話・スマートフォンの仕様によっては、Bluetooth接続やアプリの操作ができないことがあります。※ 周囲の電波環境によっては、周辺機器との通信及びアプリの動作が影響を受けることがあります。

シリーズ名	器 種 名	レシーバー	90dB入力最大出力 (dB SPL)		最大音響 利得	誘導コイル 最大感度	使用電池	電池寿命 連続時間 (約)
			HFA- OSPL90	最大 OSPL90				
MOMENT 440 330 220 110	CIC-M/CIC	80	104	110	53	—	PR536 (10A)	110h
		90	113	116	56	—	PR536 (10A)	110h
	IM	—	109	114	55	—	PR41 (312)	145h
	IP	—	115	119	59	—	PR41 (312)	135h
	XP	—	115	120	59	85	PR41 (312)	145h
	RIC 10 (MRB0) 注1	S	103	107	52	—	PR536 (10A)	95h
		M	112	116	58	—	PR536 (10A)	90h
	RIC 312 D (MRB2D) 注1	S	103	108	52	80	PR41 (312)	160h
		M	111	115	57	86	PR41 (312)	150h
		P	121	123	61	90	PR41 (312)	140h
		HP	128	135	71	100	PR41 (312)	140h
	mRIC R D (MRR2D) 注1	M	115	117	59	—	充電電池	注2
		P	123	124	63	—	充電電池	注2
	BTE 312 (MBB2) 注1	—	123	130	53	—	PR41 (312)	140h
	BTE 13 D (VC付) (MBB3D) 注1	—	127	136	62	91	PR48 (13)	200h
EVOKE 440 330 220 110	CIC-M/CIC	80	103	109	52	—	PR536 (10A)	110h
		90	112	116	55	—	PR536 (10A)	110h
	IM	—	108	113	55	—	PR41 (312)	150h
	IP	—	115	118	59	—	PR41 (312)	145h
	XP	—	115	119	60	84	PR41 (312)	145h
	RIC 10 (ERB0) 注1	S	103	107	52	—	PR536 (10A)	95h
		M	112	116	58	—	PR536 (10A)	90h
	F2 (FUSION2) 注1	S	104	109	53	80	PR41 (312)	160h
		M	113	116	57	86	PR41 (312)	150h
		P	121	123	61	90	PR41 (312)	140h
		HP	128	134	72	100	PR41 (312)	140h
	FM (FASHION MINI) 注1	—	123	130	54	—	PR41 (312)	140h
	BTE 13 D (VC付) (EBB3D) 注1	—	127	136	62	91	PR48 (13)	200h
	FA (VC付) (FASHION) 注1	—	126	133	59	89	PR41 (312)	140h
	FP (VC付) (FASHION POWER)	—	128	135	65	97	PR48 (13)	240h







シリーズ名	器 種 名	レシーバー	90dB入力最大出力 (dB SPL)		最大音響 利得	誘導コイル 最大感度	使用電池	電池寿命 連続時間 (約)
			HFA- OSPL90	最大 OSPL90				
UNIQUE 440 330 220 110	CIC-M/CIC	80	103	109	52	—	PR536 (10A)	110h
		90	112	116	55	—	PR536 (10A)	110h
	IM	—	108	113	55	—	PR41 (312)	150h
	IP	—	115	118	59	—	PR41 (312)	145h
	XP	—	115	119	60	84	PR41 (312)	145h
	PA (PASSION) 注1	S	103	108	50	—	PR536 (10A)	95h
		M	111	114	55	—	PR536 (10A)	90h
	FS (FUSION) 注1	S	103	108	51	80	PR41 (312)	160h
		M	111	115	56	82	PR41 (312)	150h
		P	120	123	60	87	PR41 (312)	140h
		HP	128	134	71	99	PR41 (312)	140h
	FM (FASHION MINI) 注1	—	123	130	51	—	PR41 (312)	140h
	FA (VC付) (FASHION) 注1	—	126	132	58	85	PR41 (312)	140h
	FP (VC付) (FASHION POWER)	—	127	135	63	91	PR48 (13)	240h
ENJOY 100 50 30	XP	—	115	119	60	84	PR41 (312)	145h
	FS (FUSION) 注1	S	104	109	53	80	PR41 (312)	160h
		M	113	116	57	86	PR41 (312)	150h
		P	121	123	61	90	PR41 (312)	140h
		HP	128	134	72	100	PR41 (312)	140h
	FM (FASHION MINI) 注1	—	123	130	54	—	PR41 (312)	140h
	FA (VC付) (FASHION) 注1	—	126	133	59	89	PR41 (312)	140h
	FP (VC付) (FASHION POWER)	—	128	135	65	97	PR48 (13)	240h
MENU SP	SP (VC付)	—	134	138	76	103	PR44 (675)	500h

注1：各シリーズのRIC 10、PA、FS、F2、mRIC R D、RIC312 D、FM、BTE 312、FA、BTE 13 Dモデルは、ワイデックスフレックス（オプション別売）への対応が可能です。（取扱店へお問い合わせください）



注2：mRIC R Dのリチウムイオン充電電池の連続使用時間の目安は4時間の充電で約20時間です。（ストリーミング使用なし）

※性能はJIS C5512:2015に準拠しています。（通常使用時とは数値が異なる場合があります）※オーダーメイド補聴器は、耳あなの形状や難聴の程度によって適合しない場合があります。※VCはボリュームコントロールのことです。※空気電池や充電電池の電池寿命は、補聴器の設定や使用状況によって変わることがあります。また、季節によっても変化することがあります。（1日当たりの使用時間が短い場合や冬季など低温で乾燥した条件下で使った場合、電池寿命は表示より短くなることがあります）※ストリーミングなど他の機器と通信して使用した場合、空気電池や充電電池の電池寿命が短くなります。




耳かけ型 [RIC/RITEタイプ]







耳かけ型 [従来タイプ]



耳かけ型 [従来タイプ]



耳あな型



MOMENTシリーズ

RIC 10 [MRB0]



RIC 312 D [MRB2D]



mRIC R D [MRR2D]



BTE 312 [MBB2]



BTE 13 D [MBB3D]



MOMENTシリーズカラー名称一覧

番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称
068	パールホワイト	114	ハニーブロード	119	シルバークレイ	136	ディープブルー
076	スポーティレッド	115	チェスナットブラウン	120	ゴールドデンブラウン		
077	フレッシュピンク	116	ダークチェリー	121	チタニウムグレー		
078	エーゲブルー	118	テックブラック	123	オートムベージュ		

※ 同じカラー名称でもシリーズ/モデルにより色が異なる場合があります。

好みやスタイルで補聴器を選ぶ楽しみを。

髪の色や眼鏡、アクセサリに合わせて・・・。

あなただけのお気に入りの1色を見つけましょう。



EVOKEシリーズ

RIC 10 [ERB0]



F2 [FUSION2]



FM [FASHION MINI]



FA [FASHION]



BTE 13 D [EBB3D]



FP [FASHION POWER]



EVOKE シリーズカラー名称一覧

番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称
068	パールホワイト	076	スポーティレッド	118	テックブラック	136	ディープブルー
069	プラチナゴールド	077	フレッシュピンク	119	シルバーグレー		
071	カプチーノブラウン	078	エーゲブルー	121	チタニウムグレー		
075	ライムグリーン	081	ナチュラルベージュ	123	オータムベージュ		

※ 同じカラー名称でもシリーズ/モデルにより色が異なる場合があります。

UNIQUEシリーズ

PA [PASSION]



FS [FUSION]



FM [FASHION MINI]



FA [FASHION]



FP [FASHION POWER]



UNIQUEシリーズカラー名称一覧

番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称
021	ウォームベージュ	071	カプチーノブラウン	075	ライムグリーン	081	ナチュラルベージュ
068	パールホワイト	072	クリスタルシルバー	076	スポーティレッド	090	メタリックブルー
069	プラチナゴールド	073	チタングレー	077	フレッシュピンク		
070	コパーブラウン	074	リアルブラック	078	エーゲブルー		

※ 同じカラー名称でもシリーズ/モデルにより色が異なる場合があります。

ENJOYシリーズ

FS [FUSION]



FM [FASHION MINI]



FA [FASHION]



FP [FASHION POWER]



MENUシリーズ

SP [SUPER POWER]



ENJOYシリーズ カラー名称一覧

番号	カラー名称
069	プラチナゴールド
071	カプチーノブラウン
081	ナチュラルベージュ
118	テックブラック
119	シルバーグレー
121	チタニウムグレー

MENUシリーズ カラー名称一覧

番号	カラー名称
009	キャンディーブルー
011	キャンディースモーク
013	キャンディーレッド
021	ウォームベージュ
022	ブラウン

※ 同じカラー名称でもシリーズ/モデルにより色が異なる場合があります。
※ キャンディカラーのケース形状はME-SPとは異なります。

WIDEX CROS

FA [FASHION]

EVOKE カラー



UNIQUE カラー



FS [FUSION]

















WIDEX CROSシリーズカラー名称一覧





番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称	番号	カラー名称
021	ウォームベージュ	072	クリスタルシルバー	077	フレッシュピンク	119	シルバーグレー
068	パールホワイト	073	チタングレー	078	エーゲブルー	121	チタニウムグレー
069	プラチナゴールド	074	リアルブラック	081	ナチュラルベージュ	123	オータムベージュ
070	コパーブラウン	075	ライムグリーン	090	メタリックブルー	136	ディープブルー
071	カプチーノブラウン	076	スポーティレッド	118	テックブラック		

※ 同じカラー名称でもシリーズ/モデルにより色が異なる場合があります。

シリーズ・クラス別 搭載機能一覧

機能名称	説 明	MOMENT				EVOKE				UNIQUE				ENJOY			MENU SP		
		440	330	220	110	440	330	220	110	440	330	220	110	100	50	30	10	5	3
ピュアサウンド™	補聴器からの増幅音と、補聴器を介さない原音との到達タイムラグを減らし、ストレスの少ない自然で快適な聞こえを実現します。耳あな型、P、HPLシーバーは非対応。	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トゥルーアコースティクス™	音のひずみを高度な演算によって自動補正し、高音から低音まで快適な聞こえを実現します。	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[AI機能] マイサウンド	世界中のワイデックスユーザーの音質設定を蓄積したビッグデータを元に、その場に合わせた最適な音質設定を提案します。mRIC R D/RIC 312 D/BTE 13 Dのみ。	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[AI機能] サウンドセンス ラーン	専用アプリで提示される音から聞きやすい音を選ぶだけで自分好みの音にカスタマイズすることができます。mRIC R D/RIC 312 D/F2/BTE 13 Dのみ。	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[AI機能] サウンドセンス アダプト	補聴器が使用者の音の好みを学習し、自動で聞きやすい音に調整してくれます。CIC-Mは非対応。	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リチウムイオン充電式補聴器	電池交換の手間が必要がなく、充電器にセットするだけで簡単に充電できます。夜間に充電しておく翌日1日しっかり使えます。mRIC R Dのみ。	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スマートフォンとの連携	スマートフォンでの通話を直接補聴器で聞けたり、動画や音楽の音声を楽しんだりできます。アプリを使えばスマートフォンがリモコンになります。(P80-81の対応表参照)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
サウンドクラス シーン数 	あらゆる環境下で音の変化を常に分析し、自動的により快適な聞こえを作り出します。シーン数が多いほどよりその場に合った聞こえを作り出せます。	11	7	4	3	11	7	4	3	9	5	3	1	-	-	-	-	-	-
チャンネル数	低音域から高音域までの音をいくつに分割処理しているかを示しています。	15	12	10	6	15	12	10	6	15	10	6	4	6	4	4	10	5	3
トゥルー インプット テクノロジー 	入力音の限界値を113dBまで拡張。劣化の少ない音質、音声情報を維持します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
リアルタイム スピーチエンハンサー 	個々のユーザーの聴力レベルと周囲の環境に合わせて、さまざまな環境で言葉をより明瞭に聴き取りやすくしてくれます。	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スピーチエンハンサー 	個々のユーザーの聴力レベルと周囲の環境に合わせて、言葉を聴き取りやすくしてくれます。	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
騒音制御・SIS語音強化システム 	言葉と騒音が混在している環境下で、騒音を抑えつつ言葉を強調して伝えてくれます。UNIQUE440、330には、SIS付き騒音制御は非搭載、UNIQUE110には騒音制御のみでSIS無し。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メリハリプログラム 	周囲の音を抑えて、言葉だけを際立たせるプログラムです。会話をしっかり聞きたい時に適しています。	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソフトレベル 騒音抑制 	エアコンや換気扇の音といった、小さくわずらわしい音を抑えて、言葉をより聴き取りやすくしてくれます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
スマートウィンド マネージャー (風雑音 減衰) 	風切り音だけを軽減し、言葉を聴き取りやすくしてくれます。CIC/CIC-Mには非搭載。	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロケーター 	周囲の環境に合わせて、マイクが音を拾う範囲を自動的に調整します。音の出所が分かりやすくなります。CIC/CIC-Mには非搭載。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
新変速コンプレッション 	音の大きさの変化に素早く対応し、聞こえを最適化します。UNIQUEには変速コンプレッション搭載。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
トゥルーサウンド ソフトナー 	食器がぶつかる音などの衝撃音を和らげます。	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
トゥルーサウンドAOC 	音の出力時に発生するひずみを事前に検知し抑えます。	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
DEXリモコン対応 	テレビや携帯電話などの音声を補聴器から直接聞くことのできるタイプや、音量調節やプログラム切替ができるタイプがあります。CIC-Mは非対応。(P62-63、P78-79参照)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
インターイヤー 	左右の補聴器が連携して働き、聞こえを向上させます。CIC-Mは非対応。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-

シリーズ・クラス別 搭載機能一覧

機能名称	説 明	MOMENT				EVOKE				UNIQUE				ENJOY			MENU SP		
		440	330	220	110	440	330	220	110	440	330	220	110	100	50	30	10	5	3
高音域 強調 	高い周波数の音を強調することで、音楽や自然の音を豊かにしてくれます。	●	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デジタル ピナ 	人間の耳介のように動き、音のする方向の特定を容易にします。耳あな型には非搭載。	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
オーディビリティ エクステンダー 	音量を大きくしても聞こえない高音域を、聞こえる音域（低音域）に移調して再生します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—
快適プログラム 	周囲の音を抑え、快適性を重視したプログラムです。読書中など、集中したい時に適しています。	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リスニング プログラム 	使用環境に応じて、聞こえ方のプログラム切替ができます。 プログラムボタン付及びリモコン対応モデルのみ。CIC-Mは1プログラムのみ。	5	4	3	3	5	4	3	3	5	4	3	3	3	3	3	5	5	2
後方指向性 	背後からの音を積極的に聴く指向性です。CIC/CIC-Mには非搭載。	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
サウンド ダイヤリー 	ユーザーの日常の音環境を自動的に記録します。今後のフィッティングに役立てます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
スマート スピーク 	電池切れの警告や、補聴器のプログラムの状態などを日本語の音声で案内します。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—
電話プラス 	電話の時に相手の声を両耳の補聴器で聞くことができます。MOMENT: BTE 312とプログラムボタン付きIM/IPのみ搭載。EVOKE: CIC-M、CIC、XP、RIC 10、F2、BTE 13 Dは非搭載。UNIQUE: CIC-M、CIC、XP、PAは非搭載。IM/IPはプログラムボタン付のみ搭載。	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—


周辺機器対応一覧

製品名	MOMENT						EVOKE				EVOKE				UNIQUE				ENJOY			MENU
	RIC 10	RIC 312 D/ mRIC R D	BTE 312	BTE 13 D	CIC-M	CIC/XP/ IM/IP	RIC 10	F2	FM/FA/ FP	BTE 13 D	CIC-M	CIC/XP/ IM/IP	PA/FS	FM/FA/ FP	CIC-M	CIC/XP/ IM/IP	FS	FM/FA/ FP	XP	SP		
TV-DEX	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	30を除く	●	—
TV PLAY	—	●	—	●	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
RC-DEX	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	30を除く	●	—
COM-DEX	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	30を除く	●	—
FM+DEX	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	30を除く	●	—
CROS	●	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	30を除く	●	—
RC4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	


シリーズ・モデル別 スマートフォン対応一覧

概 要	説 明		MOMENT		MOMENT			EVOKE					ENJOY		
			耳あな型	RIC 10/ BTE 312	RIC 312 D	mRIC R D	BTE 13 D	耳あな型	RIC 10	FM/FA/ FP	F2	BTE 13 D	耳あな型	FS	FM/FA/ FP
ダイレクト ストリーミング	電話に出ただけで相手の声が補聴器に直接届く。スマートフォンで動画や音楽を再生すると自動で補聴器で聞くことができる。		—		iPhoneのみ			—			iPhoneのみ		—		
スマートフォン アプリで 補聴器を操作	プログラム変更	登録されたプログラムを切り替える。	● TONELINKアプリ		● MOMENTアプリ / TONELINKアプリ			● TONELINKアプリ			● EVOKEアプリ / TONELINKアプリ		● TONELINKアプリ (ENJOY30非対応)		
	音量調節	補聴器の音量調節や消音を行う。MOMENTアプリとEVOKEアプリは左右別々に行うことが可能。	● TONELINKアプリ		● MOMENTアプリ / TONELINKアプリ			● TONELINKアプリ			● EVOKEアプリ / TONELINKアプリ		● TONELINKアプリ (ENJOY30非対応)		
	方向の選択	聞きたい音の方向を選択する。	● TONELINKアプリ		● MOMENTアプリ / TONELINKアプリ			● TONELINKアプリ			● EVOKEアプリ / TONELINKアプリ		● TONELINKアプリ (ENJOY30非対応)		
	補聴器をさがす	補聴器を紛失した時にスマートフォンと補聴器が最後に通信した場所を表示する。	—		● MOMENTアプリ			—			● EVOKEアプリ		—		
	音質調整	低音、中音、高音ごとに細かく音質を調整して音をカスタマイズする。	—		● MOMENTアプリ			—			● EVOKEアプリ		—		
	マイサウンド	環境ややりたいことを選ぶだけで世界中から蓄積されたビッグデータを検索、最適な音の設定を提案する。	—		● MOMENTアプリ (MOMENT110非対応)			—			—		—		
	サウンドセンス ラーン	サウンドセンス ラーンで提案される音を選ぶだけでその場で簡単に自分好みの音をつくる。	—		● MOMENTアプリ (MOMENT110非対応)			—			● EVOKEアプリ (EVOKE110非対応)		—		
	TV PLAY	TV PLAYを経由して、テレビの音を補聴器でクリアに楽しむ。(TV PLAY本体は別売)	—		● MOMENTアプリ			—			● EVOKEアプリ		—		

便利なスマートフォンアプリでできること（画面イメージ）




プログラム変更




音量調節
(左右別)




補聴器をさがす



音質調整



マイサウンド



サウンドセンス
ラーン

※ スマホ画面は、アプリによって若干異なります。

アプリのダウンロード

	 MOMENT アプリ	 EVOKE アプリ	 TONELINK アプリ
			
			

※ スマートフォンの機種により使用できない場合がありますので予めご確認ください。
※ iPhone 6S以降 (iOS 13.3以降) で対応。 ※ Android 7.0以降、Bluetooth 4.2以降で対応。

保証とアフターサービス

有償オプション **なし** の場合

ご購入日

	1～2年目	3年目	4年目
Widex Reward [ワイデックス リワード] MOMENT 440	修理保証 (修理不可能な場合を除き、すべての故障が対象) + 紛失補償 3年間で1回 + 耳かけ型カラーケース無償交換 3年間で1回 + 耳あな型シェル再作無償 3年間		あんしん修理
プレミアムサービス EVOKE 440 UNIQUE 440	修理保証 (過失等による故障を除く) + 紛失補償 3年間で1回		あんしん修理
プレミアムサービス MOMENT 330 EVOKE 330	修理保証 (過失等による故障を除く) + 紛失補償 2年間で1回		あんしん修理
その他の器種 (総合支援法対象 モデルを除く)	修理保証 (過失等による故障を除く)		あんしん修理

ご購入後も安心してお使いいただくために、
ワイデックスでは充実したアフターサービスをご用意しています。

- 「修理保証」期間内に生じた自然故障についての修理は無償で対応します。
WidexReward対象器種は、過失による故障も保証対象となります。
※ DEXリモコン、RC4リモコンは1年保証です。
※ RIC/RITEタイプのレシーバー、イヤワイヤ、およびイヤワイヤ付レシーバーは2年保証です。
※ MOMENT440/EVOKE440のイヤワイヤ付レシーバーは3年保証です。
※ 充電式補聴器の充電器は1年保証です。
※ ケース、フック、電池等の付属品や、イヤモールド、イヤチップ等のアクセサリ類は保証対象外となります。
※ 修理費用は非課税です。
- 「紛失補償」は、補聴器を紛失された場合に、対象期間中に限り、同等品を提供します。
警察署や交番で遺失届を提出し、受理番号を控えて、購入されたお店にご連絡ください。
- 「あんしん修理」の際のご負担金額は最大2万円まで。
アンプが含まれる修理については、最大5万円となる場合があります。

以下のような場合には保証対象外となります

- 修理依頼時に、保証書の提示が無かった場合。
- お客様、または第三者が故障原因であった場合。*
- 取扱説明書、カタログ等の使用説明によらない使用状態での故障。*
- 天変地異、異常気象が故障原因であった場合。*

※WidexReward対象商品を除く。

オーダーメイド補聴器の形状が、耳に合わない場合の無償再製作について

- ご購入より1年以内であれば無償で再製作いたします。
WidexReward対象器種は保証期間内無償となります。

さらに安心の有償オプションもご用意しております。
▶ 詳しくは次のページをご覧ください。

WidexRewardの詳細は、P86-87をご覧ください。

保証とアフターサービス

有償オプション **あり** の場合

ご購入日

1～2年目

3年目

4年目

Widex
Reward
[ワイデックス
リワード]

MOMENT 440

修理保証 (修理不可能な場合を除き、すべての故障が対象)
+
紛失補償 4年間で2回
+
耳かけ型カラーケース無償交換 4年間で1回
+
耳あな型シェル再作無償 4年間

プレミアム
サービス

EVOKE 440
UNIQUE 440

修理保証
(過失等による故障を除く)
+
紛失補償 4年間で2回

プレミアム
サービス

MOMENT 330
EVOKE 330

修理保証
(過失等による故障を除く)
+
紛失補償 3年間で2回

あんしん修理

その他の器種

(総合支援法対象
モデルを除く)

修理保証
(過失等による故障を除く)
+
紛失補償 3年間で1回

あんしん修理

ご愛用の補聴器にさらなる安心を。
『1年延長保証・紛失補償』(有償オプション)

片耳: 20,000円(非課税) / 両耳: 40,000円(非課税)

- 「修理保証」期間を1年間延長いたします。
 - 「紛失補償」が1回分追加となります。(延長期間を含む「修理保証」期間中にご利用いただけます。)
- ※WidexReward対象器種のカラーケース交換は4年間で1回のみ、シェル再作無償は4年間となります。



補聴器本体のご購入時のみ、ご加入いただけます。片耳の有償オプション
ご購入で両耳の補聴器を対象にすることはできません。総合支援法対象
モデルには適用できません。

- 「修理保証」期間内に生じた自然故障についての修理は無償で対応します。
WidexReward対象器種は、過失による故障も保証対象となります。
※ DEXリモコン、RC4リモコンは1年保証です。
※ RIC/RITEタイプのレシーバー、イヤワイヤ、およびイヤワイヤ付レシーバーは2年保証です。
※ MOMENT440/EVOKE440のイヤワイヤ付レシーバーは3年保証です。
※ 充電式補聴器の充電器は1年保証です。
※ ケース、フック、電池等の付属品や、イヤモールド、イヤチップ等のアクセサリ類は保証対象外となります。
※ 修理費用は非課税です。
- 「紛失補償」は、補聴器を紛失された場合に、対象期間中に限り、同等品を提供します。
警察署や交番で遺失届を提出し、受理番号を控えて、購入されたお店にご連絡ください。
- 「あんしん修理」の際のご負担金額は最大2万円まで。
アンプが含まれる修理については、最大5万円となる場合があります。

以下のような場合には保証対象外となります

- 修理依頼時に、保証書の提示が無かった場合。
 - お客様、または第三者が故障原因であった場合。*
 - 取扱説明書、カタログ等の使用説明によらない使用状態での故障。*
 - 天変地異、異常気象が故障原因であった場合。*
- ※WidexReward対象商品を除く。

オーダーメイド補聴器の形状が、耳に合わない場合の無償再製作について

- ご購入より1年以内であれば無償で再製作いたします。
WidexReward対象器種は保証期間内無償となります。

WidexRewardの詳細は、P86-87をご覧ください。



ワイデックスの最上位補聴器に より大きな満足を。

デンマークで生まれたワイデックスは、
補聴器に数々の技術革新を起こし、支持されてきました。
そこには、「音を補う」こと以上に、「人生を楽しく、快適にする」ことを
追求するという理念があります。

ワイデックスの高性能、高機能な補聴器に、より満足いただける価値を。
最上位モデルをご購入いただいたお客様に、さらに大きな安心を提供するプログラム
「ワイデックス リワード」。

従来のアフターサービスに加えて、より充実したサポートをご提供します。

ワイデックス リワード対象器種

WIDEX MOMENT™ 440 全モデル

※対象器種は、予告なく変更となる場合があります。詳しくは店頭でご確認ください。

ワイデックス リワード特典

- ☐ 保証期間内に生じた、いかなる故障であっても無償で修理対応いたします。
※修理不可能と判断した場合は除きます。
- ☐ 耳かけ型は、お好みのカラーへのケース無償交換を承ります。（保証期間中1回まで）
- ☐ 耳あな型の形状が耳に合わない場合のシェル再作が保証期間中無償となります。
- ☐ ワイデックス リワード特典を記載した購入者だけの専用カードをご用意。



専用カード

有償オプション「1年延長保証・紛失補償」を購入された場合

- ☐ 延長保証期間中もあらゆる故障が無償修理の対応となります。
※修理不可能と判断した場合は除きます。
- ☐ カラーケースの無償交換は延長期間を含む4年間で1回までとなります。
- ☐ 耳あな型のシェル再作の無償期間も1年延長となります。

ワイデックスリワードの最新情報は弊社Webサイトにてご確認ください。
<https://japan.widex.com/ja-jp/about-widex/reward>

